

CAT 2005 allergens v1211



КАТАЛОГ БИОТИНИЛИРОВАННЫХ АЛЛЕРГЕНОВ

ПРОИЗВОДСТВА ООО «ХЕМА»
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОМПЛЕКТЕ
С НАБОРОМ СПЕЦ IgE-ИФА



Введение

В настоящем Каталоге в простой и удобной форме представлен полный перечень биотинилированных аллергенов производства ООО «ХЕМА» для использования в Наборе реагентов для иммуноферментного определения специфического IgE в сыворотке (плазме) крови «СПЕЦ IgE-ИФА».

Для чего необходимо так много различных биотинилированных аллергенов?

В современном мире аллергенами способны являться даже самые невероятные сочетания пыльцы, экзотические пищевые агенты, домашние питомцы и лекарственные средства. К настоящему времени только использование в диагностике специфических индивидуальных аллергенов позволяет с уверенностью обнаруживать причину аллергии и назначать соответствующую терапию.

Возможность выбора из столь широкого спектра биотинилированных аллергенов позволит на базе Вашей лаборатории создавать уникальные аллергологические панели, способные учесть региональные особенности (например, время и состав цветущих растений), использовать только наиболее актуальные пищевые аллергены и т.д., что, в конечном итоге, позволит наиболее полно удовлетворить любые запросы лечащих докторов и их пациентов.

Как рассчитать необходимое количество аллергена для заказа?

Все биотинилированные аллергены (как индивидуальные аллергены, так и их смеси-миксты) из настоящего Каталога поставляются в виде готовых к использованию жидких реагентов объемом 2,5 мл. При использовании их в Наборе «СПЕЦ IgE-ИФА», в соответствии с Инструкцией по применению Набора, Вам потребуется вносить в лунку 100 мкл биотинилированного аллергена. Если Вы, соблюдая наши рекомендации, производите анализы в дубликатах, то для одного исследуемого образца сыворотки (плазмы) крови пациента, вам потребуется 200 мкл аллергена. Иначе говоря, стандартного объема биотинилированного аллергена достаточно для проведения 12 исследований. В случае, если Вы работаете в монопликатах (т.е. проводите исследования без повторов), то стандартного объема аллергена достаточно для проведения 25 исследований.

Обращаем Ваше внимание, что мы не поставляем аллергены в меньшем объеме, минимальный объем каждого аллергена для заказа составляет 2,5 мл.

Как использовать Каталог для заказа?

В разделе СОДЕРЖАНИЕ Вы находите интересующий Вас тематический раздел, переходите на нужную страницу и отмечаете галочкой соответствующий аллерген в окошке напротив названия.

Кат. №	Название аллергена русское	Название аллергена латинское	
t1	Клен ясенелистный	Acer negundo	<input checked="" type="checkbox"/>
t2	Ольха серая	Alnus urcana	<input type="checkbox"/>

Каталожные номера и индексы аллергенов приводятся в соответствии с общепринятой мировой практикой, например:

Кат. №	Название аллергена русское	Название аллергена латинское	
w1	Амброзия полыннолистная высокая	Ambrosia elatior	<input type="checkbox"/>
w2	Амброзия голометельчатая	Ambrosia psilotachya	<input type="checkbox"/>

После того, как Вы отметили все необходимые аллергены, мы предлагаем Вам выбрать наиболее удобный способ оформления заявки на аллергены – свяжитесь с поставщиком продукции ООО «ХЕМА» в Вашем регионе и передайте ему каталог с отметками для заказа. В дальнейшем мы передадим Вам несколько экземпляров каталога для последующих заказов или же Вы всегда можете распечатать необходимые страницы каталога с нашего сайта www.xema-medica.com. В комплекте каждого Набора «СПЕЦ IgE-ИФА» также всегда находится и каталог биотинилированных аллергенов.

Для удобства оформления заказа все аллергены в каталоге имеют фиксированную и одинаковую стоимость, вне зависимости от типа аллергена.

Как правильно работать с биотинилированным аллергенами?

Аллергены поставляются в стеклянных флаконах с завинчивающимися пробками с резиновыми уплотнителями темного или прозрачного стекла.

Аллергены следует хранить при температуре +2...+8 °С, в течение всего срока годности.

В случае дробного использования флакона, биотинилированные аллергены следует хранить при температуре +2...+8 °С не более 6 месяцев.

Срок годности аллергена составляет 12 месяцев.

В зависимости от потребностей Вашей лаборатории, Вы можете заказать ту или иную комплектацию Набора реагентов для иммуноферментного определения аллерген-специфического IgE в сыворотке (плазме) крови:

№ по Каталогу	Название	Состав набора
K2005	«Спец-IgE-ИФА»	Планшет 96-луночный, 1 шт. Калибровочные пробы, 5 шт. Контрольная сыворотка, 1 шт. Конъюгат, 1 шт. Раствор субстрата тетраметилбензидина(ТМБ),1 шт. Концентрат отмывочного раствора, 1 шт. Стоп-реагент, 1 шт. Биотинилированные антитела к IgE, 1 шт. Бумага для заклеивания планшета, 2 шт. Инструкция по применению Набора реагентов «СПЕЦ-IgE-ИФА», 1 шт. Паспорт контроля качества Набора реагентов «СПЕЦ-IgE-ИФА», 1 шт.
K2005CB	«Спец-IgE-СВ-ИФА»	Калибровочные пробы, 5 шт. Контрольная сыворотка, 1 шт. Биотинилированные антитела к IgE, 1 шт. Инструкция по применению Набора реагентов «СПЕЦ-IgE-СВ-ИФА», 1 шт.
K2005P	«Спец-IgE-Р-ИФА»	Планшет 96-луночный, 1 шт. Раствор субстрата тетраметилбензидина(ТМБ),1 шт. Концентрат отмывочного раствора, 1 шт. С Бумага для заклеивания планшета, 2 шт. Инструкция по применению Набора реагентов «СПЕЦ-IgE- Р-ИФА», 1 шт. Стоп-реагент, 1 шт.
K2005T	«Спец-IgE-Т-ИФА»	Конъюгат, 1 шт. Инструкция по применению Набора реагентов «СПЕЦ-IgE-Т-ИФА», 1 шт.

Обращаем Ваше внимание, что перечень аллергенов, входящих, как в состав Набора «СПЕЦ- IgE-ИФА», так и в состав Каталога постоянно расширяется.

Самую актуальную информацию Вы всегда можете получить, обратившись к поставщику продукции ХЕМА в Вашем регионе.

Обращаем Ваше внимание, что биотинилированные аллергены, представленные в настоящем Каталоге, рекомендованы для использования только совместно с Набором «СПЕЦ IgE-ИФА». Использование иных наборов реагентов для работы с биотинилированными аллергенами целиком и полностью является сферой ответственности покупателя.

Центральный офис ООО «ХЕМА»

105043, г. Москва, а/я 58
Ул. 9-я Парковая, д. 48, к. 4, 1-й под., 5 этаж
тел./факс: (495) 510-57-07
e-mail: xema@xema.ru; info@xema.ru
URL: www.xema-medica.com

ФООО «Хема»

тел.: (812) 271-24-41
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д. 8-10, литер А
e-mail: spb@xema.ru

СП ООО «Хемма-Тест»

тел.: (17) 211-80-39
Офис: 220029, Минск, Проспект Машерова, д. 11,
литер А, корп 8/К, офис 416
e-mail: hemma-test@yandex.ru

ТОВ «Хема»

тел.: (044) 521-3-521
03022, Киев, ул. Васильковская, д. 98, 2 этаж
e-mail: info@xema.com.ua

Содержание

Введение	1
Пыльца деревьев и кустарников – моно аллергены	4
Пыльца деревьев и кустарников – миксты аллергенов	5
Сорные травы и цветы – моно аллергены	8
Сорные травы и цветы – миксты аллергенов	9
Луговые травы и злаки – моно аллергены	11
Луговые травы и злаки – миксты аллергенов	12
Эпидермальные – моно аллергены	13
Эпидермальные – миксты аллергенов	15
Бытовые аллергены – клещи – моно аллергены	16
Бытовые аллергены – клещи – миксты аллергенов	16
Бытовые аллергены – домашняя пыль – миксты аллергенов	17
Инсектные аллергены – яды насекомых – моно аллергены	18
Паразитарные аллергены – моно аллергены	18
Консерванты – моно аллергены	18
Профессиональные аллергены и хобби – моно аллергены	19
Плесневые и дрожжевые грибы – моно аллергены	20
Плесневые и дрожжевые грибы – миксты аллергенов	21
Натуральные волокна – моно и миксты аллергенов	22
Натуральные волокна – миксты аллергенов	23
Лекарственные – моно аллергены	23
Пищевые – моно аллергены	26
Пищевые – миксты аллергенов	32
Пищевые – миксты аллергенов	36
Специи – моно аллергены	36
Специи – миксты аллергенов	37
Мультискрининговые панели – миксты аллергенов	38
Специи – миксты аллергенов	39

Пыльца деревьев и кустарников – моно аллергены

Кат. №	Название аллергена русское	Название аллергена латинское	
t1	Клен ясенелистный	<i>Acer negundo</i>	<input type="checkbox"/>
t2	Ольха серая	<i>Alnus urcana</i>	<input type="checkbox"/>
t3	Береза белая	<i>Betula alba</i>	<input type="checkbox"/>
t4	Лещина обыкновенная (орешник)	<i>Corylus avellana</i>	<input type="checkbox"/>
t5	Бук лесной	<i>Fagus silvatica</i>	<input type="checkbox"/>
t6	Можжевельник казацкий	<i>Juniperus sabina</i>	<input type="checkbox"/>
t7	Дуб белый	<i>Quercus alba</i>	<input type="checkbox"/>
t8	Вяз	<i>Ulmus spp.</i>	<input type="checkbox"/>
t9	Маслина европейская (олива)	<i>Olea europea</i>	<input type="checkbox"/>
t10	Грецкий орех	<i>Juglans regia</i>	<input type="checkbox"/>
t11	Платан западный	<i>Platanus acerifolia</i>	<input type="checkbox"/>
t12	Ива белая	<i>Salix alba</i>	<input type="checkbox"/>
t13	Жасмин	<i>Jasminum spp.</i>	<input type="checkbox"/>
t14	Тополь	<i>Populus spp.</i>	<input type="checkbox"/>
t15	Ясень обыкновенный	<i>Fraxinus excelsior</i>	<input type="checkbox"/>
t16	Сосна обыкновенная	<i>Pinus silvestris</i>	<input type="checkbox"/>
t17	Каштан конский	<i>Aesculus hippocastanum</i>	<input type="checkbox"/>
t18	Эвкалипт	<i>Eucalyptus spp.</i>	<input type="checkbox"/>
t19	Мимоза	<i>Mimosa spp.</i>	<input type="checkbox"/>
t20	Бирючина обыкновенная	<i>Ligustrum vulgare</i>	<input type="checkbox"/>
t21	Сирень обыкновенная	<i>Syringa vulgaris</i>	<input type="checkbox"/>
t22	Боярышник	<i>Crataegus spp.</i>	<input type="checkbox"/>
t23	Кипарис вечнозеленый	<i>Cupressus sempervirens</i>	<input type="checkbox"/>
t24	Можжевельник	<i>Juniperus spp.</i>	<input type="checkbox"/>
t25	Ракитник (золотой дождь)	<i>Laburnum spp.</i>	<input type="checkbox"/>
t26	Бузина черная	<i>Sambucus nigra</i>	<input type="checkbox"/>
t27	Липа сердцелистная	<i>Tilia cordata</i>	<input type="checkbox"/>
t28	Робиния лжеакация	<i>Robinia pseudoacacia</i>	<input type="checkbox"/>
t29	Черешня (вишня птичья)	<i>Prunus avium</i>	<input type="checkbox"/>
t30	Прозопис (мескитовое дерево)	<i>Prosopis juliflora</i>	<input type="checkbox"/>
t31	Кайюпутовое дерево (мелалеука)	<i>Melaleuca leucadendron (alternifolia)</i>	<input type="checkbox"/>
t32	Апельсин сладкий	<i>Citrus sinensis</i>	<input type="checkbox"/>
t33	Тополь пирамидальный	<i>Populus nigra italica</i>	<input type="checkbox"/>
t34	Миндаль обыкновенный	<i>Prunus amygdalus</i>	<input type="checkbox"/>
t35	Ель обыкновенная	<i>Picea excelsa</i>	<input type="checkbox"/>
t36	Акация	<i>Acacia spp.</i>	<input type="checkbox"/>
t37	Тисс ягодный	<i>Taxus bacchata</i>	<input type="checkbox"/>
t38	Пихта одноцветная	<i>Abies concolor</i>	<input type="checkbox"/>
t39	Пекан (кария & гикори)	<i>Carya pecan</i>	<input type="checkbox"/>
t40	Пиния (сосна итальянская)	<i>Pinus pinea</i>	<input type="checkbox"/>
t41	Финиковая пальма	<i>Phoenix dactylifera</i>	<input type="checkbox"/>
t42	Гинкго билоба	<i>Ginkgo biloba</i>	<input type="checkbox"/>
t43	Туя	<i>Thuja spp.</i>	<input type="checkbox"/>
t45	Ива	<i>Salix spp.</i>	<input type="checkbox"/>
t46	Граб обыкновенный	<i>Carpinus betulus</i>	<input type="checkbox"/>
t47	Самшит вечнозеленый	<i>Buxus sempervirens</i>	<input type="checkbox"/>
t50	Магнолия	<i>Magnoliaceae</i>	<input type="checkbox"/>
t70	Шелковица белая и красная	<i>Morus alba & rubra</i>	<input type="checkbox"/>
t71	Криптомерия (японский кедр)	<i>Cryptomeria japonica</i>	<input type="checkbox"/>
t72	Королевская пальма	<i>Roystonea regia</i>	<input type="checkbox"/>

Пыльца деревьев и кустарников – миксты аллергенов

Кат. №	Название микста	Компоненты микста		
Tx1	Раннецветущие деревья микст 1	t2	Ольха серая	<input type="checkbox"/>
		t4	Лещина обыкновенная (орешник)	<input type="checkbox"/>
		t8	Вяз	<input type="checkbox"/>
		t12	Ива белая	<input type="checkbox"/>
		t14	Тополь	<input type="checkbox"/>
Tx2	Поздноцветущие деревья микст 2	t1	Клен ясенелистный	<input type="checkbox"/>
		t3	Береза белая	<input type="checkbox"/>
		t5	Бук лесной	<input type="checkbox"/>
		t7	Дуб белый	<input type="checkbox"/>
		t10	Грецкий орех	<input type="checkbox"/>
Tx3	Пыльца деревьев микст 3	t3	Береза белая	<input type="checkbox"/>
		t7	Дуб белый	<input type="checkbox"/>
		t8	Вяз	<input type="checkbox"/>
		t24	Можжевельник	<input type="checkbox"/>
		t30	Прозопис серёжкоцветный	<input type="checkbox"/>
Tx4	Пыльца деревьев микст 4	t1	Клен ясенелистный	<input type="checkbox"/>
		t3	Береза белая	<input type="checkbox"/>
		t5	Бук лесной	<input type="checkbox"/>
		t7	Дуб белый	<input type="checkbox"/>
		t11	Платан западный	<input type="checkbox"/>
		t14	Тополь	<input type="checkbox"/>
Tx5	Пыльца деревьев микст 5	t1	Клен ясенелистный	<input type="checkbox"/>
		t3	Береза белая	<input type="checkbox"/>
		t7	Дуб белый	<input type="checkbox"/>
		t8	Вяз	<input type="checkbox"/>
		t28	Акация белая	<input type="checkbox"/>
		t31	Кайюпутовое дерево (мелалеука)	<input type="checkbox"/>
Tx6	Пыльца деревьев микст 6	t9	Маслина европейская	<input type="checkbox"/>
		t11	Платан западный	<input type="checkbox"/>
		t23	Кипарис вечнозеленый	<input type="checkbox"/>
Tx7	Пыльца деревьев микст 7	t2	Ольха серая	<input type="checkbox"/>
		t3	Береза белая	<input type="checkbox"/>
		t9	Маслина европейская	<input type="checkbox"/>
Tx8	Пыльца деревьев микст 8	t2	Ольха серая	<input type="checkbox"/>
		t3	Береза белая	<input type="checkbox"/>
		t4	Лещина обыкновенная (орешник)	<input type="checkbox"/>
		t7	Дуб белый	<input type="checkbox"/>
		t12	Ива белая	<input type="checkbox"/>
Tx9	Пыльца деревьев микст 9	t2	Ольха серая	<input type="checkbox"/>
		t3	Береза белая	<input type="checkbox"/>
		t4	Лещина обыкновенная (орешник)	<input type="checkbox"/>
		t5	Бук лесной	<input type="checkbox"/>
		t7	Дуб белый	<input type="checkbox"/>
		t8	Вяз	<input type="checkbox"/>
		t11	Платан западный	<input type="checkbox"/>
t12	Ива белая	<input type="checkbox"/>		

Кат. №	Название микста	Компоненты микста		
Tx10	Пыльца деревьев микст 10	t3	Береза белая	<input type="checkbox"/>
		t7	Дуб белый	<input type="checkbox"/>
		t8	Вяз	<input type="checkbox"/>
		t9	Маслина европейская	<input type="checkbox"/>
		t11	Платан западный	<input type="checkbox"/>
		t12	Ива белая	<input type="checkbox"/>
		t14	Тополь	<input type="checkbox"/>
Tx13	Пыльца деревьев микст 13	t5	Бук лесной	<input type="checkbox"/>
		t7	Дуб белый	<input type="checkbox"/>
		t9	Маслина европейская	<input type="checkbox"/>
		t12	Ива белая	<input type="checkbox"/>
		t36	Акация	<input type="checkbox"/>
		t40	Пиния (сосна итальянская)	<input type="checkbox"/>
Tx14	Пыльца деревьев микст 14	t2	Ольха серая	<input type="checkbox"/>
		t4	Лещина обыкновенная (орешник)	<input type="checkbox"/>
		t8	Вяз	<input type="checkbox"/>
		t9	Маслина европейская	<input type="checkbox"/>
		t12	Ива белая	<input type="checkbox"/>
Tx15	Пыльца деревьев микст 15	t3	Береза белая	<input type="checkbox"/>
		t5	Бук лесной	<input type="checkbox"/>
		t7	Дуб белый	<input type="checkbox"/>
		t9	Маслина европейская	<input type="checkbox"/>
		t10	Грецкий орех	<input type="checkbox"/>
Tx16	Пыльца деревьев микст 16	t7	Дуб белый	<input type="checkbox"/>
		t8	Вяз	<input type="checkbox"/>
		t11	Платан западный	<input type="checkbox"/>
		t12	Ива белая	<input type="checkbox"/>
		t14	Тополь	<input type="checkbox"/>
Tx17	Пыльца деревьев микст 17	t3	Береза белая	<input type="checkbox"/>
		t7	Дуб белый	<input type="checkbox"/>
		t8	Вяз	<input type="checkbox"/>
		t11	Платан западный	<input type="checkbox"/>
		t16	Сосна обыкновенная	<input type="checkbox"/>
		t18	Эвкалипт	<input type="checkbox"/>
		t19	Мимоза	<input type="checkbox"/>
Tx18	Пыльца деревьев микст 18	t3	Береза белая	<input type="checkbox"/>
		t7	Дуб белый	<input type="checkbox"/>
		t8	Вяз	<input type="checkbox"/>
		t11	Платан западный	<input type="checkbox"/>
		t18	Эвкалипт	<input type="checkbox"/>
		t36	Акация	<input type="checkbox"/>
		t40	Пиния (сосна итальянская)	<input type="checkbox"/>
Tx19	Пыльца деревьев микст 19	t3	Береза белая	<input type="checkbox"/>
		t6	Можжевельник казацкий	<input type="checkbox"/>
		t7	Дуб белый	<input type="checkbox"/>
		t8	Вяз	<input type="checkbox"/>
		t30	Прозопис (мескитовое дерево)	<input type="checkbox"/>
Tx20	Пыльца деревьев микст 20	t2	Ольха серая	<input type="checkbox"/>
		t4	Лещина обыкновенная (орешник)	<input type="checkbox"/>
		t7	Дуб белый	<input type="checkbox"/>
		t8	Вяз	<input type="checkbox"/>
		t14	Тополь	<input type="checkbox"/>

Кат. №	Название микста	Компоненты микста	
Тх21	Пыльца деревьев микст 21	t3 Береза белая	<input type="checkbox"/>
		t7 Дуб белый	<input type="checkbox"/>
		t9 Маслина европейская	<input type="checkbox"/>
		t12 Ива белая	<input type="checkbox"/>
		t14 Тополь	<input type="checkbox"/>
		t16 Сосна обыкновенная	<input type="checkbox"/>
Тх23	Пыльца деревьев микст 23	t5 Бук лесной	<input type="checkbox"/>
		t7 Дуб белый	<input type="checkbox"/>
		t11 Платан западный	<input type="checkbox"/>
		t14 Тополь	<input type="checkbox"/>
		t36 Акация	<input type="checkbox"/>
Тх24	Пыльца деревьев микст 24	t2 Ольха серая	<input type="checkbox"/>
		t4 Лещина обыкновенная (орешник)	<input type="checkbox"/>
		t7 Дуб белый	<input type="checkbox"/>
		t8 Вяз	<input type="checkbox"/>
		t11 Платан западный	<input type="checkbox"/>
		t12 Ива белая	<input type="checkbox"/>
Тх25	Пыльца деревьев микст 25	t1 Клен ясенелистный	<input type="checkbox"/>
		t3 Береза белая	<input type="checkbox"/>
		t4 Лещина обыкновенная (орешник)	<input type="checkbox"/>
		t7 Дуб белый	<input type="checkbox"/>
		t8 Вяз	<input type="checkbox"/>
		t14 Тополь	<input type="checkbox"/>
Тх26	Пыльца деревьев микст 26	t23 Кипарис вечнозеленый	<input type="checkbox"/>
		t1 Клен ясенелистный	<input type="checkbox"/>
		t2 Ольха серая	<input type="checkbox"/>
		t3 Береза белая	<input type="checkbox"/>
		t7 Дуб белый	<input type="checkbox"/>
		t12 Ива белая	<input type="checkbox"/>
Тх27	Пыльца деревьев микст 27	t14 Тополь	<input type="checkbox"/>
		t2 Ольха серая	<input type="checkbox"/>
		t4 Лещина обыкновенная (орешник)	<input type="checkbox"/>
		t7 Дуб белый	<input type="checkbox"/>
		t8 Вяз	<input type="checkbox"/>
		t10 Грецкий орех	<input type="checkbox"/>
ТТх7	Пыльца деревьев микст Т7	t11 Платан западный	<input type="checkbox"/>
		t12 Ива белая	<input type="checkbox"/>
		t14 Тополь	<input type="checkbox"/>
		t9 Маслина европейская	<input type="checkbox"/>
		t12 Ива белая	<input type="checkbox"/>
		t16 Сосна обыкновенная	<input type="checkbox"/>
ТТх8	Пыльца деревьев микст Т8	t18 Эвкалипт	<input type="checkbox"/>
		t19 Мимоза	<input type="checkbox"/>
		t31 Кайюпутовое дерево (мелалеука)	<input type="checkbox"/>
		t9 Маслина европейская	<input type="checkbox"/>
		t12 Ива белая	<input type="checkbox"/>
		t16 Сосна обыкновенная	<input type="checkbox"/>

Сорные травы и цветы – моно аллергены

Кат. №	Название аллергена русское	Название аллергена латинское	
w1	Амброзия полыннолистная высокая	Ambrosia elatior	<input type="checkbox"/>
w2	Амброзия голометельчатая	Ambrosia psilotachya	<input type="checkbox"/>
w3	Амброзия трехраздельная	Ambrosia trifida	<input type="checkbox"/>
w4	Амброзия ложная	Franseria acanthicarpa	<input type="checkbox"/>
w5	Полынь горькая	Artemisia absinthum	<input type="checkbox"/>
w6	Полынь обыкновенная (чернобыльник)	Artemisia vulgaris	<input type="checkbox"/>
w7	Нивяник обыкновенный (ромашка)	Crysanth. leucanthemum	<input type="checkbox"/>
w8	Одуванчик лекарственный	Taraxacum officinale	<input type="checkbox"/>
w9	Подорожник ланцетолистный	Plantago lanceolata	<input type="checkbox"/>
w10	Марь белая	Chenopodium album	<input type="checkbox"/>
w11	Зольник (поташник, камочка)	Salsola cali	<input type="checkbox"/>
w12	Золотарник (золотая розга)	Solidago virgaurea	<input type="checkbox"/>
w13	Дурнишник обыкновенный	Xanthium strumarium	<input type="checkbox"/>
w14	Амарант (щирица запрокинутая)	Amaranthus retroflexus	<input type="checkbox"/>
w15	Лебеда	Artriplex spp.	<input type="checkbox"/>
w16	Кипрей (иван-чай)	Epilobium spp.	<input type="checkbox"/>
w17	Астра садовая однолетняя	Callistephus chinensis	<input type="checkbox"/>
w18	Щавель малый (щавелек)	Rumex acetosella	<input type="checkbox"/>
w19	Постенница иудейская	Parietaria judaica	<input type="checkbox"/>
w20	Крапива двудомная	Urtica dioica	<input type="checkbox"/>
w21	Постенница аптечная (лекарственная)	Parietaria officinalis	<input type="checkbox"/>
w22	Хризантема посевная (златоцвет)	Chrysanthemum segetum	<input type="checkbox"/>
w23	Георгина культурная	Dahlia cultorum	<input type="checkbox"/>
w24	Кохия веничная (летний кипарис)	Kochya scoparia	<input type="checkbox"/>
w25	Ромашка аптечная	Matricaria Chamomilla	<input type="checkbox"/>
w26	Нарцисс	Narcissus spp.	<input type="checkbox"/>
w27	Гвоздика голландская (садовая)	Dianthus caryophyllus	<input type="checkbox"/>
w28	Роза	Rosa spp.	<input type="checkbox"/>
w29	Подсолнечник	Helianthus spp.	<input type="checkbox"/>
w30	Тюльпан	Tulipa spp.	<input type="checkbox"/>
w31	Верест обыкновенный	Calluna vulgaris	<input type="checkbox"/>
w32	Репа огородная	Brassica rapa	<input type="checkbox"/>
w33	Мальва (просвирник)	Malva spp.	<input type="checkbox"/>
w34	Донник (сладкий клевер)	Melilotus spp.	<input type="checkbox"/>
w35	Герань	Geranium spp.	<input type="checkbox"/>
w36	Примула (первоцвет)	Primula spp.	<input type="checkbox"/>
w38	Бузина болотная (лжедурнишник, циклахена)	Iva ciliata	<input type="checkbox"/>
w39	Люпин желтый	Lupinus luteus	<input type="checkbox"/>
w40	Гиацинт	Hyacinthus spp.	<input type="checkbox"/>
w41	Люцерна посевная	Medicago sativa	<input type="checkbox"/>
w43	Олеандр обыкновенный	Nerium oleander	<input type="checkbox"/>
w44	Лилия	Lilium spp.	<input type="checkbox"/>
w45	Молочай	Euphorbia spp.	<input type="checkbox"/>
w46	Азалия	Acalea spp.	<input type="checkbox"/>
w47	Гибискус	Hibiscus spp.	<input type="checkbox"/>
w49	Бегония вечноцветущая	Begonia semperflorens	<input type="checkbox"/>
w50	Форзиция поникшая	Forsythia suspensa	<input type="checkbox"/>
w52	Арника горная	Arnica montana	<input type="checkbox"/>
w53	Звербой продырявленный	Hypericum perforatum	<input type="checkbox"/>
w54	Лаванда	Lavandula	<input type="checkbox"/>
w55	Ландыш майский	Convallaria majalis	<input type="checkbox"/>
w58	Фрезия (фреезия)	Fresia spp.	<input type="checkbox"/>
w59	Гербера	Gerbera spp.	<input type="checkbox"/>

Кат. №	Название аллергена русское	Название аллергена латинское	
w62	Юкка	Yucca spp.	<input type="checkbox"/>
w64	Фуксия	Fuchsia spp.	<input type="checkbox"/>
w65	Алоэ настоящее	Aloe barbadensis	<input type="checkbox"/>
w66	Кизил (дерен)	Cornus	<input type="checkbox"/>
w67	Женьшень	Panax ginseng	<input type="checkbox"/>

Сорные травы и цветы – миксты аллергенов

Кат. №	Название микста	Компоненты микста	
Wx1	Сорные травы микст 1	w1 Амброзия полыннолистная	<input type="checkbox"/>
		w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник)	<input type="checkbox"/>
		w7 Нивяник обыкновенный (поповник)	<input type="checkbox"/>
		w8 Одуванчик лекарственный	<input type="checkbox"/>
		w12 Золотарник (золотая розга)	<input type="checkbox"/>
Wx2	Сорные травы микст 2	w9 Подорожник lanцетолuстный	<input type="checkbox"/>
		w10 Марь белая	<input type="checkbox"/>
		w11 Зольник (поташник, камочка)	<input type="checkbox"/>
Wx3	Сорные травы микст 3	w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник)	<input type="checkbox"/>
		w9 Подорожник lanцетолuстный	<input type="checkbox"/>
		w10 Марь белая	<input type="checkbox"/>
		w20 Крапива двудомная	<input type="checkbox"/>
Wx4	Цветы микст 4	w7 Нивяник обыкновенный (ромашка)	<input type="checkbox"/>
		w17 Астра садовая	<input type="checkbox"/>
		w22 Хризантема посевная (златоцвет)	<input type="checkbox"/>
		w23 Георгина культурная	<input type="checkbox"/>
Wx5	Цветы микст 5	w30 Тюльпан	<input type="checkbox"/>
		w35 Герань	<input type="checkbox"/>
		w36 Примула (первоцвет)	<input type="checkbox"/>
		w40 Гиацинт	<input type="checkbox"/>
Wx6	Сорные травы микст 6	w1 Амброзия полыннолистная	<input type="checkbox"/>
		w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник)	<input type="checkbox"/>
		w9 Подорожник lanцетолuстный	<input type="checkbox"/>
		w10 Марь белая	<input type="checkbox"/>
		w11 Зольник (поташник, камочка)	<input type="checkbox"/>
Wx7	Сорные травы микст 7	w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник)	<input type="checkbox"/>
		w9 Подорожник lanцетолuстный	<input type="checkbox"/>
		w10 Марь белая	<input type="checkbox"/>
		w12 Золотарник (золотая розга)	<input type="checkbox"/>
Wx9	Сорные травы микст 9	w3 Амброзия трехраздельная	<input type="checkbox"/>
		w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник)	<input type="checkbox"/>
		w9 Подорожник lanцетолuстный	<input type="checkbox"/>
		w10 Марь белая	<input type="checkbox"/>
		w15 Лебеда	<input type="checkbox"/>
w20 Крапива двудомная	<input type="checkbox"/>		
Wx10	Сорные травы микст 10	w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник)	<input type="checkbox"/>
		w9 Подорожник lanцетолuстный	<input type="checkbox"/>
		w10 Марь белая	<input type="checkbox"/>
		w11 Зольник (поташник, камочка)	<input type="checkbox"/>

Кат. №	Название микста	Компоненты микста	
Wx11	Сорные травы микст 11	w1 Амброзия полыннолистная	<input type="checkbox"/>
		w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник)	<input type="checkbox"/>
		w9 Подорожник ланцетолистный	<input type="checkbox"/>
		w10 Марь белая	<input type="checkbox"/>
		w19 Постенница иудейская	<input type="checkbox"/>
		w20 Крапива двудомная	<input type="checkbox"/>
Wx12	Сорные травы микст 12	w9 Подорожник ланцетолистный	<input type="checkbox"/>
		w10 Марь белая	<input type="checkbox"/>
		w11 Зольник (поташник, камочка)	<input type="checkbox"/>
		w19 Постенница иудейская	<input type="checkbox"/>
Wx13	Цветы микст 13	w7 Нивяник обыкновенный (ромашка)	<input type="checkbox"/>
		w28 Роза	<input type="checkbox"/>
		w30 Тюльпан	<input type="checkbox"/>
		w36 Примула (первоцвет весенний)	<input type="checkbox"/>
Wx14	Цветы микст 14	w17 Астра садовая	<input type="checkbox"/>
		w22 Хризантема посевная (златоцвет)	<input type="checkbox"/>
		w23 Георгина культурная	<input type="checkbox"/>
		w40 Гиацинт	<input type="checkbox"/>
Wx21	Сорные травы микст 21	w19 Постенница иудейская	<input type="checkbox"/>
		w21 Постенница аптечная (лекарственная)	<input type="checkbox"/>
Wx22	Сорные травы микст 22	w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник)	<input type="checkbox"/>
		w8 Одуванчик лекарственный	<input type="checkbox"/>
		w9 Подорожник ланцетолистный	<input type="checkbox"/>
Wx23	Сорные травы микст 23	w1 Амброзия полыннолистная	<input type="checkbox"/>
		w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник)	<input type="checkbox"/>
		w9 Подорожник ланцетолистный	<input type="checkbox"/>
		w20 Крапива двудомная	<input type="checkbox"/>
		w21 Постенница аптечная (лекарственная)	<input type="checkbox"/>
		w29 Подсолнечник	<input type="checkbox"/>
Wx25	Сорные травы и цветы микст 25	w7 Нивяник обыкновенный (ромашка)	<input type="checkbox"/>
		w20 Крапива двудомная	<input type="checkbox"/>
		w28 Роза	<input type="checkbox"/>
		w40 Гиацинт	<input type="checkbox"/>
		w44 Лилия	<input type="checkbox"/>
Wx26	Сорные травы микст 26	w9 Подорожник ланцетолистный	<input type="checkbox"/>
		w10 Марь белая	<input type="checkbox"/>
		w11 Зольник (поташник, камочка)	<input type="checkbox"/>
		w18 Щавель малый (щавелек)	<input type="checkbox"/>
Wx27	Сорные травы микст 27	w1 Амброзия полыннолистная	<input type="checkbox"/>
		w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник)	<input type="checkbox"/>
		w7 Нивяник обыкновенный (поповник)	<input type="checkbox"/>
		w8 Одуванчик лекарственный	<input type="checkbox"/>
Wx28	Сорные травы микст 28	w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник)	<input type="checkbox"/>
		w9 Подорожник ланцетолистный	<input type="checkbox"/>
		w10 Марь белая	<input type="checkbox"/>
		w21 Постенница аптечная (лекарственная)	<input type="checkbox"/>
Wx29	Сорные травы микст 29	w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник)	<input type="checkbox"/>
		w8 Одуванчик лекарственный	<input type="checkbox"/>
		w12 Золотарник (золотая розга)	<input type="checkbox"/>
		w13 Дурнишник обыкновенный	<input type="checkbox"/>
		w18 Щавель малый (щавелек)	<input type="checkbox"/>

Кат. №	Название микста	Компоненты микста	
Wx30	Сорные травы микст 30	w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник)	<input type="checkbox"/>
		w9 Подорожник ланцетолистный	<input type="checkbox"/>
		w13 Дурнишник обыкновенный	<input type="checkbox"/>
		w18 Щавель малый (щавелек)	<input type="checkbox"/>
		w20 Крапива двудомная	<input type="checkbox"/>
		w21 Постенница аптечная (лекарственная)	<input type="checkbox"/>
TWx1	Сорные травы микст Т1	w1 Амброзия полыннолистная	<input type="checkbox"/>
		w5 Полынь горькая	<input type="checkbox"/>
		w12 Золотарник (золотая розга)	<input type="checkbox"/>
		w29 Подсолнечник	<input type="checkbox"/>
		w38 Бузина болотная (циклахена)	<input type="checkbox"/>
TWx3	Сорные травы микст Т3	w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник)	<input type="checkbox"/>
		w9 Подорожник ланцетолистный	<input type="checkbox"/>
		w10 Марь белая	<input type="checkbox"/>
		w12 Золотарник (золотая розга)	<input type="checkbox"/>
		w20 Крапива двудомная	<input type="checkbox"/>

Луговые травы и злаки – моно аллергены

Кат. №	Название аллергена русское	Название аллергена латинское	
g1	Колосок душистый	Anthoxanthum odoratum	<input type="checkbox"/>
g2	Свиной пальчатый (бермудская трава)	Cynodon dactylon	<input type="checkbox"/>
g3	Ежа сборная	Dactylis glomerata	<input type="checkbox"/>
g4	Овсяница луговая	Festuca elatior	<input type="checkbox"/>
g5	Райграс пастбищный (плевел)	Lolium perenne	<input type="checkbox"/>
g6	Тимофеевка луговая	Phleum pratense	<input type="checkbox"/>
g7	Тростник обыкновенный	Phragmites communis	<input type="checkbox"/>
g8	Мятлик луговой	Poa pratensis	<input type="checkbox"/>
g9	Полевица побегоносная	Agrostis stolonifera	<input type="checkbox"/>
g10	Сорго алеппское (джонсонова трава)	Sorghum halapense	<input type="checkbox"/>
g11	Костер полевой	Bromus arvensis	<input type="checkbox"/>
g12	Рожь посевная	Secale cereale	<input type="checkbox"/>
g13	Бухарник шерстистый	Holcus lanatus	<input type="checkbox"/>
g14	Овес посевной	Avena sativa	<input type="checkbox"/>
g15	Пшеница посевная (мягкая) Лисохвост	Triticum sativum	<input type="checkbox"/>
g16	луговой	Alopecurus pratensis	<input type="checkbox"/>
g17	Паспалум отмеченный (баия-грас)	Paspalum notatum	<input type="checkbox"/>
g18	Ячмень обыкновенный	Hordeum vulgare	<input type="checkbox"/>
g19	Гребенник обыкновенный	Cynosurus cristatus	<input type="checkbox"/>
g20	Кукуруза	Zea mays	<input type="checkbox"/>
g21	Пырей ползучий	Agropyron spp.	<input type="checkbox"/>
g22	Мятлик однолетний	Poa annua	<input type="checkbox"/>
g70	Колосняк песчаный (дикая рожь)	Elymus arvensis	<input type="checkbox"/>
g71	Райграс высокий (французский райграс)	Arrhenatherum elatius	<input type="checkbox"/>
g72	Спорыш (горец птичий, трава-мурава)	Polygonum aviculare	<input type="checkbox"/>
g74	Двукосточник тростниковый	Phalaris arundinacea	<input type="checkbox"/>
g75	Ячмень дикий заячий	Hordeum leporinum	<input type="checkbox"/>
g76	Овес пустой (овсюг обыкновенный)	Avena fatua	<input type="checkbox"/>

Луговые травы и злаки – миксты аллергенов

Кат. №	Название микста	Компоненты микста	
Gx1	Раннецветущие луговые травы микст 1	g3 Ежа сборная	<input type="checkbox"/>
		g4 Овсяница луговая	<input type="checkbox"/>
		g5 Райграс пастбищный (плевел)	<input type="checkbox"/>
		g6 Тимофеевка луговая	<input type="checkbox"/>
		g8 Мятлик луговой	<input type="checkbox"/>
Gx2	Поздноцветущие луговые травы микст 2	g1 Колосок душистый	<input type="checkbox"/>
		g5 Райграс пастбищный (плевел)	<input type="checkbox"/>
		g7 Тростник обыкновенный	<input type="checkbox"/>
		g12 Рожь посевная	<input type="checkbox"/>
		g13 Бухарник шерстистый	<input type="checkbox"/>
Gx3	Луговые травы микст 3	g3 Ежа сборная	<input type="checkbox"/>
		g4 Овсяница луговая	<input type="checkbox"/>
		g5 Райграс пастбищный (плевел)	<input type="checkbox"/>
		g8 Мятлик луговой	<input type="checkbox"/>
Gx4	Злаки микст 4	g12 Рожь посевная	<input type="checkbox"/>
		g14 Овес посевной	<input type="checkbox"/>
		g15 Пшеница посевная (мягкая)	<input type="checkbox"/>
		g18 Ячмень обыкновенный	<input type="checkbox"/>
		g20 Кукуруза	<input type="checkbox"/>
Gx5	Луговые травы микст 5	g1 Колосок душистый	<input type="checkbox"/>
		g2 Свиной пальчатый (бермудская трава)	<input type="checkbox"/>
		g5 Райграс пастбищный (плевел)	<input type="checkbox"/>
		g6 Тимофеевка луговая	<input type="checkbox"/>
		g10 Сорго алеппское (джонсонова трава)	<input type="checkbox"/>
Gx6	Луговые травы микст 6	g2 Свиной (бермудская трава)	<input type="checkbox"/>
		g5 Райграс пастбищный (плевел)	<input type="checkbox"/>
		g6 Тимофеевка луговая	<input type="checkbox"/>
		g8 Мятлик луговой	<input type="checkbox"/>
		g10 Сорго алеппское	<input type="checkbox"/>
Gx10	Луговые травы микст 10	g2 Свиной (бермудская трава)	<input type="checkbox"/>
		g4 Овсяница луговая	<input type="checkbox"/>
		g5 Райграс пастбищный (плевел)	<input type="checkbox"/>
		g6 Тимофеевка луговая	<input type="checkbox"/>
		g8 Мятлик луговой	<input type="checkbox"/>
		g14 Овес посевной	<input type="checkbox"/>
Gx11	Луговые травы микст 11	g2 Свиной (бермудская трава)	<input type="checkbox"/>
		g4 Овсяница луговая	<input type="checkbox"/>
		g5 Райграс пастбищный (плевел)	<input type="checkbox"/>
		g6 Тимофеевка луговая	<input type="checkbox"/>
		g8 Мятлик луговой	<input type="checkbox"/>
		g20 Кукуруза	<input type="checkbox"/>
Gx12	Луговые травы микст 12	g1 Колосок душистый	<input type="checkbox"/>
		g2 Свиной пальчатый (бермудская трава)	<input type="checkbox"/>
		g9 Полевица побегоносная	<input type="checkbox"/>
		g10 Сорго алеппское (джонсонова трава)	<input type="checkbox"/>
		g15 Пшеница посевная (мягкая)	<input type="checkbox"/>

Кат. №	Название микста	Компоненты микста	
Gx13	Луговые травы микст 13	g3 Ежа сборная g4 Овсяница луговая g5 Райграс пастбищный (плевел) g6 Тимофеевка луговая g13 Бухарник шерстистый	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Gx14	Злаки микст 14	g15 Пшеница посевная (мягкая) g70 Колосняк песчаный (дикая рожь) g71 Райграс высокий (французский райграс) g75 Ячмень дикий заячий	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Gx15	Луговые травы микст 15	g2 Свиной (бермудская трава) g3 Ежа сборная g4 Овсяница луговая g5 Райграс пастбищный (плевел) g6 Тимофеевка луговая g8 Мятлик луговой	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Gx17	Луговые травы микст 17	g2 Свиной (бермудская трава) g4 Овсяница луговая g5 Райграс пастбищный (плевел) g6 Тимофеевка луговая g10 Сорго алеппское (джонсонова трава) g17 Паспалум отмеченный (баия-грас)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Gx18	Луговые травы микст 18	g4 Овсяница луговая g5 Райграс пастбищный (плевел) g6 Тимофеевка луговая g21 Пырей ползучий	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Gx19	Луговые травы и злаки микст 19	g6 Тимофеевка луговая g12 Рожь посевная g14 Овес посевной g15 Пшеница посевная (мягкая) g18 Ячмень обыкновенный g21 Пырей ползучий обыкновенный	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Gx20	Луговые травы микст 20	g1 Душистый колосок g3 Ежа сборная g4 Овсяница луговая g5 Райграс пастбищный (плевел) g8 Мятлик луговой	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
TGx3	Луговые травы, сорные травы и злаки микст TG3	g1 Душистый колосок g5 Райграс пастбищный (плевел) g6 Тимофеевка луговая g12 Рожь посевная g13 Бухарник шерстистый w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Эпидермальные – моно аллергены

Кат. №	Название аллергена русское	Название аллергена английское	
e1	Кошка (эпителий)	Cat (Dander)	<input type="checkbox"/>
e2	Собака (шерсть)	Dog (Hair)	<input type="checkbox"/>
e3	Лошадь ((эпителий)	Horse (Dander)	<input type="checkbox"/>
e4	Корова (эпителий)	Cow (Dander)	<input type="checkbox"/>
e5	Собака (эпителий)	Dog (Dander)	<input type="checkbox"/>

Кат. №	Название аллергена русское	Название аллергена английское	
e6	Морская свинка (шерсть)	Guinea Pig (Hair)	<input type="checkbox"/>
e7	Голубь (помет)	Pigeon (Droppings)	<input type="checkbox"/>
e9	Канарейка (оперение)	Canary (Feathers)	<input type="checkbox"/>
e10	Попугай (оперение)	Parrot (Feathers)	<input type="checkbox"/>
e11	Голубь (оперение)	Pigeon (Feathers)	<input type="checkbox"/>
e12	Белок голубинового яйца	Pigeon (Egg White)	<input type="checkbox"/>
e13	Голубь (сыворотка)	Pigeon (Serum)	<input type="checkbox"/>
e14	Канарейка (сыворотка)	Canary (Serum)	<input type="checkbox"/>
e15	Курица (сыворотка)	Chicken (Serum)	<input type="checkbox"/>
e16	Попугай (сыворотка)	Parrot (Serum)	<input type="checkbox"/>
e17	Верблюжья шерсть	Camel hair (Wool)	<input type="checkbox"/>
e18	Канарейка (помет)	Canary (Droppings)	<input type="checkbox"/>
e19	Гусь (помет)	Goose (Droppings)	<input type="checkbox"/>
e20	Курица (помет)	Chicken (Droppings)	<input type="checkbox"/>
e30	Волосы человека	Human hair	<input type="checkbox"/>
e31	Кролик (моча)	Rabbit (Urine)	<input type="checkbox"/>
e32	Кошка (сыворотка)	Cat (Serum)	<input type="checkbox"/>
e33	Кролик (сыворотка)	Rabbit (Serum)	<input type="checkbox"/>
e50	Зяблик (оперение)	Finch (Feathers)	<input type="checkbox"/>
e51	Зяблик (помет)	Finch (Droppings)	<input type="checkbox"/>
e52	Заяц (эпителий)	Hare (Epithelia)	<input type="checkbox"/>
e70	Гусь (оперение)	Goose (Feathers)	<input type="checkbox"/>
e71	Мышь (эпителий)	Mouse (Dander)	<input type="checkbox"/>
e72	Мышь (моча)	Mouse (Urine)	<input type="checkbox"/>
e73	Крыса (эпителий)	Rat (Dander)	<input type="checkbox"/>
e74	Крыса (моча)	Rat (Urine)	<input type="checkbox"/>
e75	Крыса (сыворотка)	Rat (Serum)	<input type="checkbox"/>
e76	Мышь (сыворотка)	Mouse (Serum)	<input type="checkbox"/>
e77	Волнистый попугай (помет)	Budgerigar (Droppings)	<input type="checkbox"/>
e78	Волнистый попугай (оперение)	Budgerigar (Feathers)	<input type="checkbox"/>
e79	Волнистый попугай (сыворотка)	Budgerigar (Serum)	<input type="checkbox"/>
e80	Коза (эпителий)	Goat (Dander)	<input type="checkbox"/>
e81	Овца (эпителий)	Sheep (Dander)	<input type="checkbox"/>
e82	Кролик (шерсть)	Rabbit (Hair)	<input type="checkbox"/>
e83	Свинья (эпителий)	Pig (Dander)	<input type="checkbox"/>
e84	Золотистый хомяк (шерсть)	Gold Hamster (Hair)	<input type="checkbox"/>
e85	Курица (оперение)	Chicken (Feathers)	<input type="checkbox"/>
e86	Утка (оперение)	Duck (Feathers)	<input type="checkbox"/>
e87	Крыса (эпителий и белок)	Rat (Epithelia + Protein)	<input type="checkbox"/>
e88	Мышь (эпителий и белок)	Mouse (Epithelia + Protein)	<input type="checkbox"/>
e89	Мышь (помет)	Mouse (Droppings)	<input type="checkbox"/>
e90	Крыса (помет)	Rat (Droppings)	<input type="checkbox"/>
e91	Индейка (оперение)	Turkey (Feathers)	<input type="checkbox"/>
e97	Попугай (помет)	Parrot (Droppings)	<input type="checkbox"/>
e98	Шиншилла (шерсть)	Chinchilla (Hair)	<input type="checkbox"/>
e99	Белок гусиного яйца	Goose (Egg White)	<input type="checkbox"/>
e100	Утка (помет)	Duck (Droppings)	<input type="checkbox"/>
e101	Бычий сывороточный альбумин	BSA Bovine Serum albumine Cow	<input type="checkbox"/>
e102	Свинья (сыворотка)	Pig (Serum)	<input type="checkbox"/>
e103	Дикий кабан (эпителий)	Wild Boar (Dander)	<input type="checkbox"/>

Эпидермальные – миксты аллергенов

Кат. №	Название микста	Компоненты микста	
Ex1	Эпителий микст 1	e1 Кошка (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e3 Лошадь (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e4 Корова (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e5 Собака (эпителий)	<input type="checkbox"/>
Ex2	Эпителий и шерсть микст 2	e1 Кошка (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e5 Собака (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e6 Морская свинка (шерсть)	<input type="checkbox"/>
		e84 Золотистый хомяк (шерсть)	<input type="checkbox"/>
Ex3	Эпителий и шерсть микст 3	e3 Лошадь (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e4 Корова (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e81 Овца (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e82 Кролик (шерсть)	<input type="checkbox"/>
Ex4	Перо постельное микст 4	e70 Гусь (оперение)	<input type="checkbox"/>
		e85 Курица (оперение)	<input type="checkbox"/>
		e86 Утка (оперение)	<input type="checkbox"/>
Ex5	Грызуны микст 5	e6 Морская свинка (шерсть)	<input type="checkbox"/>
		e71 Мышь (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e73 Крыса (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e82 Кролик (шерсть)	<input type="checkbox"/>
		e84 Золотистый хомячок (шерсть)	<input type="checkbox"/>
Ex6	Перо микст 6	e11 Голубь (оперение)	<input type="checkbox"/>
		e70 Гусь (оперение)	<input type="checkbox"/>
		e85 Курица (оперение)	<input type="checkbox"/>
		e86 Утка (оперение)	<input type="checkbox"/>
Ex7	Певчие птицы микст 7	e14 Канарейка (сыворотка)	<input type="checkbox"/>
		e16 Попугай (сыворотка)	<input type="checkbox"/>
		e51 Зяблик (помет)	<input type="checkbox"/>
		e79 Волнистый попугайчик (сыворотка)	<input type="checkbox"/>
Ex11	Певчие птицы микст 11	e9 Канарейка (оперение)	<input type="checkbox"/>
		e10 Попугай (оперение)	<input type="checkbox"/>
		e50 Зяблик (оперение)	<input type="checkbox"/>
		e78 Волнистый попугайчик (оперение)	<input type="checkbox"/>
Ex13	Эпителий и перо микст 13	e1 Кошка (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e11 Голубь (оперение)	<input type="checkbox"/>
		e80 Коза (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e81 Овца (эпителий)	<input type="checkbox"/>
Ex14	Эпителий и шерсть микст 14	e1 Кошка(эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e3 Лошадь (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e4 Корова (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e5 Собака (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e6 Морская свинка (шерсть)	<input type="checkbox"/>
Ex16	Эпителий и перо микст 16	e3 Лошадь (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e4 Корова (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e70 Гусь (оперение)	<input type="checkbox"/>
		e85 Курица (оперение)	<input type="checkbox"/>

Кат. №	Название микста	Компоненты микста	
Ex17	Эпителий и перо микст 17	e1 Кошка (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e3 Лошадь (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e4 Корова (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e5 Собака (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e70 Гусь (оперение)	<input type="checkbox"/>
		e81 Овца (эпителий)	<input type="checkbox"/>
Ex18	Эпителий и шерсть микст 18	e85 Курица (оперение)	<input type="checkbox"/>
		e1 Кошка (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e3 Лошадь (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e5 Собака (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e6 Морская свинка (шерсть)	<input type="checkbox"/>
Ex19	Эпителий и перо микст 19	e82 Кролик (шерсть)	<input type="checkbox"/>
		e1 Кошка (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e4 Корова (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e5 Собака (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e70 Гусь (оперение)	<input type="checkbox"/>
		e81 Овца (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e88 Мышь (эпителий и белок)	<input type="checkbox"/>
TEx2	Эпителий и шерсть микст T2	e1 Кошка (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e5 Собака (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e6 Морская свинка (шерсть)	<input type="checkbox"/>
		e87 Крыса (эпителий и белок)	<input type="checkbox"/>
		e88 Мышь (эпителий и белок)	<input type="checkbox"/>

Бытовые аллергены – клещи – моно аллергены

Кат. №	Название аллергена русское	Название аллергена латинское	
d1	Клещ домашней пыли	Dermatophagoides pteronyssinus	<input type="checkbox"/>
d2	Клещ домашней пыли	Dermatophagoides farinae	<input type="checkbox"/>
d3	Клещ домашней пыли	Euroglyphus maynei	<input type="checkbox"/>
d4	Клещ домашней пыли	Dermatophagoides microceras	<input type="checkbox"/>
d5	Клещ домашней пыли	Blomia tropicalis	<input type="checkbox"/>
d70	Мучной клещ	Acarus siro	<input type="checkbox"/>
d71	Складской клещ	Lepidoglyphus destructor	<input type="checkbox"/>
d72	Складской клещ	Tyrophagus putreus	<input type="checkbox"/>
d73	Складской клещ	Glycophagus domesticus	<input type="checkbox"/>

Бытовые аллергены – клещи – миксты аллергенов

Кат. №	Название микста	Компоненты микста	
Dx1	Клещи микст 1	d1 Dermatophagoides pteronyssinus	<input type="checkbox"/>
		d2 Dermatophagoides farinae	<input type="checkbox"/>
Dx3	Клещи микст 3	d70 Acarus siro	<input type="checkbox"/>
		d71 Lepidoglyphus destructor	<input type="checkbox"/>
		d72 Tyrophagus putreus	<input type="checkbox"/>
		d73 Glycophagus domesticus	<input type="checkbox"/>

Кат. №	Название микста	Компоненты микста	
Dx4	Клещи микст 4	d1 Dermatophagoides pteronyssinus	<input type="checkbox"/>
		d2 Dermatophagoides farinae	<input type="checkbox"/>
		d3 Euroglyphus maynei	<input type="checkbox"/>
		d4 Dermatophagoides microceras	<input type="checkbox"/>
		d70 Acarus siro	<input type="checkbox"/>
		d71 Lepidoglyphus destructor	<input type="checkbox"/>
		d72 Tyrophagus putreus	<input type="checkbox"/>
		d73 Glycophagus domesticus	<input type="checkbox"/>

Бытовые аллергены – домашняя пыль – миксты аллергенов

Кат. №	Название микста	Компоненты микста	
H2 (HMx1)	Бытовые аллергены микст T/S	e1 Кошка (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e5 Собака (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		d1 Dermatophagoides pteronyssinus	<input type="checkbox"/>
		d2 Dermatophagoides farinae	<input type="checkbox"/>
		m2 Cladosporium herbarum	<input type="checkbox"/>
		m3 Aspergillus fumigatus	<input type="checkbox"/>
Hx1	Бытовые аллергены микст 1	d1 Dermatophagoides pteronyssinus	<input type="checkbox"/>
		d2 Dermatophagoides farinae	<input type="checkbox"/>
		l6 Рыжий таракан (пруссак)	<input type="checkbox"/>
Hx2	Бытовые аллергены микст 2	d1 Dermatophagoides pteronyssinus	<input type="checkbox"/>
		d2 Dermatophagoides farinae	<input type="checkbox"/>
		e1 Кошка (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e5 Собака (эпителий)	<input type="checkbox"/>
HMx2	Бытовые аллергены микст H2	d1 Dermatophagoides pteronyssinus	<input type="checkbox"/>
		e1 Кошка (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e5 Собака (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		m3 Aspergillus fumigatus	<input type="checkbox"/>
		m6 Alternaria tenuis (alternata)	<input type="checkbox"/>
HMx3	Бытовые аллергены микст H3	d1 Dermatophagoides pteronyssinus	<input type="checkbox"/>
		d2 Dermatophagoides farinae	<input type="checkbox"/>
		l6 Рыжий таракан (пруссак)	<input type="checkbox"/>
		m1 Penicillium chrysogenum (notatum)	<input type="checkbox"/>
		m3 Aspergillus fumigatus	<input type="checkbox"/>
		m5 Candida albicans	<input type="checkbox"/>

Инсектные аллергены – яды насекомых – моно аллергены

Кат. №	Название аллергена русское	Название аллергена латинское	
i1	Яд пчелы медоносной	<i>Apis mellifera</i>	<input type="checkbox"/>
i3	Яд осы германской	<i>Vespa germanica</i>	<input type="checkbox"/>
i4	Слепень	<i>Tabanus spp.</i>	<input type="checkbox"/>
i5	Шершень желтый	<i>Dolichovespula arenaria</i>	<input type="checkbox"/>
i6	Рыжий таракан (пруссак)	<i>Blatella germanica</i>	<input type="checkbox"/>
i7	Яд шершня обыкновенного	<i>Vespa crabro</i>	<input type="checkbox"/>
i8	Яд шмеля	<i>Pyrobombus impatiens</i>	<input type="checkbox"/>
i9	Малый мучной хрущак	<i>Tribolium confusum</i>	<input type="checkbox"/>
i10	Бумажная оса полиста	<i>Polistes apachus</i>	<input type="checkbox"/>
i11	Фосфолипаза А пчелы медоносной	Phospholipase A / <i>Apis mellifera</i>	<input type="checkbox"/>
i12	Мелиттин (основной компонент пчелиного яда)	Melittin	<input type="checkbox"/>
i13	Яд осы пятнистой	<i>Dolichovespula maculata</i>	<input type="checkbox"/>
i14	Таракан американский	<i>Periplaneta americana</i>	<input type="checkbox"/>
i15	Комнатная муха	<i>Musca domestica</i>	<input type="checkbox"/>
i16	Таракан черный	<i>Blatta orientalis</i>	<input type="checkbox"/>
i70	Красный огненный муравей	<i>Solenopsis invicta</i>	<input type="checkbox"/>
i71	Комар обыкновенный	<i>Culex pipiens</i>	<input type="checkbox"/>
i73	Мотыль (личинка комара дергунца)	<i>Chironomus spp.</i>	<input type="checkbox"/>
i74	Дафния (водяная блоха)	<i>Daphnia spp.</i>	<input type="checkbox"/>

Паразитарные аллергены – моно аллергены

Кат. №	Название аллергена русское	Название аллергена английское	
p1	Аскарида	<i>Ascaris</i>	<input type="checkbox"/>

Консерванты – моно аллергены

Кат. №	Название аллергена русское	пищевые добавки	
Ko1	Этилпарабен (этиловый эфир п-гидрокси-бензойной кислоты)	E 124	<input type="checkbox"/>
Ko2	Бутилпарабен (бутиловый эфир п-гидрокси-бензойной кислоты)	E 216	<input type="checkbox"/>
Ko3	Пропилпарабен (пропиловый эфир п-гидрокси-бензойной кислоты)	E 200	<input type="checkbox"/>
Ko4	Сорбиновая кислота	E 210	<input type="checkbox"/>
Ko5	Бензойная кислота	E 218	<input type="checkbox"/>
Ko7	Метилпарабен (метиловый эфир п-гидрокси-бензойной кислоты)		<input type="checkbox"/>
Ko8	Бензоат		<input type="checkbox"/>

Профессиональные аллергены и хобби – моно аллергены

Кат. №	Название аллергена русское	Название аллергена английское	
k70	Зеленые кофейные зерна	Green Coffee Bean	<input type="checkbox"/>
k71	Семена клещевины (касторовое масло)	Castor Bean	<input type="checkbox"/>
k72	Испагула	Isphagula	<input type="checkbox"/>
k74	Шелк (тутовый шелкопряд)	Silk (Bombyx mori)	<input type="checkbox"/>
k75	Толуилндиизоцианат ТДИ	Toluene diisocyanate TDI	<input type="checkbox"/>
k76	Дифенилметандиизоцианат МДИ	Diphenyl methane MDI	<input type="checkbox"/>
k77	Гексаметилендиизоцианат ГДИ	Hexamethylene diisocyanate HDI	<input type="checkbox"/>
k78	Этиленоксид	Ethyleneoxide	<input type="checkbox"/>
k79	Фталевый ангидрид	Phthalic anhydride	<input type="checkbox"/>
k80	Формальдегид	Formaldehyde	<input type="checkbox"/>
k81	Фигус Бенджамина	Ficus benjamina	<input type="checkbox"/>
k82	Латекс (каучук)	Latex	<input type="checkbox"/>
k83	Гуаровая смола (камедь)	Guarflour	E 412 <input type="checkbox"/>
k84	Семена подсолнечника	Sunflower Seed	<input type="checkbox"/>
k85	Хлорамин Т	Chloramine T	<input type="checkbox"/>
k86	Карбоксифталевый ангидрид	Trimellitic anhydride	<input type="checkbox"/>
k87	Фенилендиамин	Phenylenediamine	<input type="checkbox"/>
k88	Амилоглюкозидаза	Amyloglucosidase	<input type="checkbox"/>
k89	Гемиллюлоза	Hemicellulose	<input type="checkbox"/>
k90	Липоксигеназа	Lipoxygenase	<input type="checkbox"/>
k91	Хна	Henna	<input type="checkbox"/>
k92	Канифоль (абиетиновая кислота)	Collophonium (Abietic acid)	<input type="checkbox"/>
k93	Персульфат аммония	Ammoniumpersulphate	E 923 <input type="checkbox"/>
k94	Коллаген	Collagen	<input type="checkbox"/>
k95	Трагакант (трагакантовая камедь)	Tragacanth	E 413 <input type="checkbox"/>
k96	Хинолиновый желтый	Chinolin yellow	E 104 <input type="checkbox"/>
k97	Желто-оранжевый (солнечный закат)	Yelloworange S	E 110 <input type="checkbox"/>
k98	Кошенилевый красный (пунцовый 4R, понсо)	Cochenille red	E 124 <input type="checkbox"/>
k99	Амарант	Amaranth	E 123 <input type="checkbox"/>
k100	Ликопин	Tomato red	E 160 d <input type="checkbox"/>
k101	Танин (дубильная кислота)	Tannic acid	E 181 <input type="checkbox"/>
k102	Алкалаза (протеолитический фермент)	Alcalase	<input type="checkbox"/>
k103	Максатаза (протеолитический фермент)	Maxatase	<input type="checkbox"/>
k104	Савиназа (протеолитический фермент)	Savinase	<input type="checkbox"/>
k105	Гуммиарабик	Gum arabic	E 414 <input type="checkbox"/>
k106	Кармин (кошениль)	Carmine red	E 120 <input type="checkbox"/>
k107	Азурubin (кармазин)	Azorubin	E 122 <input type="checkbox"/>

Плесневые и дрожжевые грибы – моно аллергены

Кат. №	Название аллергена русское	Название аллергена латинское	
m1	Грибковая плесень	<i>Penicillium chrysogenum</i> (notatum)	<input type="checkbox"/>
m2	Грибковая плесень	<i>Cladosporium herbarum</i>	<input type="checkbox"/>
m3	Грибковая плесень	<i>Aspergillus fumigatus</i>	<input type="checkbox"/>
m4	Грибковая плесень	<i>Mucor racemosus</i>	<input type="checkbox"/>
m5	Дрожжеподобный грибок	<i>Candida albicans</i>	<input type="checkbox"/>
m6	Грибковая плесень	<i>Alternaria tenuis</i> (alternata)	<input type="checkbox"/>
m7	Серая гниль	<i>Botrytis cinerea</i>	<input type="checkbox"/>
m8	Фитопатогенный грибок	<i>Helminthosporium halodes</i>	<input type="checkbox"/>
m9	Грибковая плесень	<i>Fusarium moniliforme</i>	<input type="checkbox"/>
m10	Грибковая плесень	<i>Stemphylium botryosum</i>	<input type="checkbox"/>
m11	Грибковая плесень	<i>Rhizopus nigricans</i>	<input type="checkbox"/>
m12	Грибковая плесень	<i>Aureobasidium pullulans</i>	<input type="checkbox"/>
m13	Грибковая плесень	<i>Phoma betae</i>	<input type="checkbox"/>
m14	Грибковая плесень	<i>Epicoccum purpurascens</i>	<input type="checkbox"/>
m15	Грибковая плесень	<i>Trichoderma viride</i>	<input type="checkbox"/>
m16	Почвенный грибок	<i>Curvularia lunata</i>	<input type="checkbox"/>
m19	Грибковая плесень	<i>Aspergillus versicolor</i>	<input type="checkbox"/>
m20	Грибковая плесень	<i>Mucor mucedo</i>	<input type="checkbox"/>
m22	Грибковая плесень	<i>Mucor spinosus</i>	<input type="checkbox"/>
m23	Хлебная плесень	<i>Neurospora sitophila</i>	<input type="checkbox"/>
m24	Грибковая плесень	<i>Paecilomyces</i> spp.	<input type="checkbox"/>
m25	Грибковая плесень	<i>Penicillium brevicompactum</i>	<input type="checkbox"/>
m28	Грибковая плесень	<i>Penicillium expansum</i>	<input type="checkbox"/>
m29	Грибковая плесень	<i>Aspergillus repens</i>	<input type="checkbox"/>
m30	Грибковая плесень	<i>Penicillium roqueforti</i>	<input type="checkbox"/>
m32	Грибковая плесень	<i>Cladosporium</i> spp.	<input type="checkbox"/>
m33	Грибковая плесень	<i>Aspergillus niger</i>	<input type="checkbox"/>
m34	Домовой грибок	<i>Serpula lacrymans</i> (Syn. <i>Merulius lacrymans</i>)	<input type="checkbox"/>
m35	Сумчатый грибок	<i>Sporobolomyces roseus</i>	<input type="checkbox"/>
m37	Грибковая плесень	<i>Trichophyton mentagrophytes</i> (Var. <i>interdigitale</i>)	<input type="checkbox"/>
m40	Грибковая плесень	<i>Aspergillus amstelodami</i>	<input type="checkbox"/>
m41	Грибковая плесень	<i>Cephalosporium acremonium</i>	<input type="checkbox"/>
m43	Сахарный грибок	<i>Saccharomyces carlsbergensis</i> (Brauerihefe)	<input type="checkbox"/>
m44	Сахарный грибок	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (Bäckerhefe)	<input type="checkbox"/>
m45	Грибковая плесень	<i>Chaetomium globosum</i>	<input type="checkbox"/>
m46	Сахарный грибок	<i>Saccharomyces ellipsoideus</i> (Weinhefe)	<input type="checkbox"/>
m47	Грибковая плесень	<i>Aspergillus flavus</i>	<input type="checkbox"/>
m48	Грибковая плесень	<i>Aspergillus oryzae</i>	<input type="checkbox"/>
m49	Грибковая плесень	<i>Aspergillus nidulans</i>	<input type="checkbox"/>
m51	Лучистый грибок	<i>Micropolyspora faeni</i>	<input type="checkbox"/>
m52	Бактерия	<i>Thermoactinomyces vulgaris</i>	<input type="checkbox"/>
m53	Бактерия	<i>Thermopolyspora polyspora</i>	<input type="checkbox"/>
m55	Грибковая плесень	<i>Penicillium digitatum</i>	<input type="checkbox"/>
m56	Грибковая плесень	<i>Microsporum canis</i>	<input type="checkbox"/>
m57	Грибковая плесень	<i>Epidermophyton floccosum</i>	<input type="checkbox"/>
m58	Бактерия	<i>Thermoactinomyces candidus</i>	<input type="checkbox"/>

Плесневые и дрожжевые грибы – миксты аллергенов

Кат. №	Название микста	Компоненты микста	
Mx1	Плесневые грибы микст 1	m1 <i>Penicillium chrysogenum</i> (notatum)	<input type="checkbox"/>
		m2 <i>Cladosporium herbarum</i>	<input type="checkbox"/>
		m3 <i>Aspergillus fumigatus</i>	<input type="checkbox"/>
		m6 <i>Alternaria tenuis</i> (alternata)	<input type="checkbox"/>
Mx2	Плесневые грибы микст 2	m11 <i>Rhizopus nigricans</i>	<input type="checkbox"/>
		m12 <i>Aureobasidium pullulans</i>	<input type="checkbox"/>
		m22 <i>Mucor spinosus</i>	<input type="checkbox"/>
		m23 <i>Neurospora sitophila</i>	<input type="checkbox"/>
Mx3	Плесневые грибы микст 3	m14 <i>Epicoccum purpurascens</i>	<input type="checkbox"/>
		m20 <i>Mucor mucedo</i>	<input type="checkbox"/>
		m45 <i>Chaetomium globosum</i>	<input type="checkbox"/>
Mx4	Плесневые грибы микст 4	m13 <i>Phoma betae</i>	<input type="checkbox"/>
		m24 <i>Paecilomyces</i> spp.	<input type="checkbox"/>
		m35 <i>Sporobolomyces roseus</i>	<input type="checkbox"/>
Mx5	Плесневые грибы микст 5	m4 <i>Mucor racemosus</i>	<input type="checkbox"/>
		m11 <i>Rhizopus nigricans</i>	<input type="checkbox"/>
		m20 <i>Mucor mucedo</i>	<input type="checkbox"/>
		m22 <i>Mucor spinosus</i>	<input type="checkbox"/>
Mx6	Род <i>Aspergillus</i> микст 6	m3 <i>Aspergillus fumigatus</i>	<input type="checkbox"/>
		m40 <i>Aspergillus amstelodami</i>	<input type="checkbox"/>
		m49 <i>Aspergillus nidulans</i>	<input type="checkbox"/>
Mx7	Род <i>Aspergillus</i> микст 7	m19 <i>Aspergillus versicolor</i>	<input type="checkbox"/>
		m29 <i>Aspergillus repens</i>	<input type="checkbox"/>
		m33 <i>Aspergillus niger</i>	<input type="checkbox"/>
Mx8	Род <i>Penicillium</i> микст 8	m1 <i>Penicillium chrysogenum</i> (notatum)	<input type="checkbox"/>
		m25 <i>Penicillium brevicompactum</i>	<input type="checkbox"/>
		m28 <i>Penicillium expansum</i>	<input type="checkbox"/>
		m30 <i>Penicillium roqueforti</i>	<input type="checkbox"/>
Mx11	Плесневые грибы микст 11	m1 <i>Penicillium chrysogenum</i> (notatum)	<input type="checkbox"/>
		m3 <i>Aspergillus fumigatus</i>	<input type="checkbox"/>
		m5 <i>Candida albicans</i>	<input type="checkbox"/>
Mx12	Плесневые грибы микст 12	m1 <i>Penicillium chrysogenum</i> (notatum)	<input type="checkbox"/>
		m2 <i>Cladosporium herbarum</i>	<input type="checkbox"/>
		m3 <i>Aspergillus fumigatus</i>	<input type="checkbox"/>
		m5 <i>Candida albicans</i>	<input type="checkbox"/>
		m6 <i>Alternaria tenuis</i> (alternata)	<input type="checkbox"/>
Mx14	Плесневые грибы микст 14	m1 <i>Penicillium chrysogenum</i> (notatum)	<input type="checkbox"/>
		m2 <i>Cladosporium herbarum</i>	<input type="checkbox"/>
		m3 <i>Aspergillus fumigatus</i>	<input type="checkbox"/>
		m4 <i>Mucor racemosus</i>	<input type="checkbox"/>
		m5 <i>Candida albicans</i>	<input type="checkbox"/>
Mx15	Плесневые грибы микст 15	m6 <i>Alternaria tenuis</i> (alternata)	<input type="checkbox"/>
		m7 <i>Botrytis cinerea</i>	<input type="checkbox"/>
		m8 <i>Helminthosporium halodes</i>	<input type="checkbox"/>
		m9 <i>Fusarium moniliforme</i>	<input type="checkbox"/>
		m16 <i>Curvularia lunata</i>	<input type="checkbox"/>

Кат. №	Название микста	Компоненты микста	
Mx17	Плесневые грибки микст 17	m1 <i>Penicillium chrysogenum</i> (notatum)	<input type="checkbox"/>
		m3 <i>Aspergillus fumigatus</i>	<input type="checkbox"/>
		m5 <i>Candida albicans</i>	<input type="checkbox"/>
		m47 <i>Aspergillus flavus</i>	<input type="checkbox"/>
		m56 <i>Microsporium canis</i>	<input type="checkbox"/>
TMx9	Плесневые грибки микст TM9	m1 <i>Penicillium chrysogenum</i> (notatum)	<input type="checkbox"/>
		m2 <i>Cladosporium herbarum</i>	<input type="checkbox"/>
		m3 <i>Aspergillus fumigatus</i>	<input type="checkbox"/>
		m5 <i>Candida albicans</i>	<input type="checkbox"/>
		m6 <i>Alternaria tenuis</i> (alternata)	<input type="checkbox"/>
		m8 <i>Helminthosporium halodes</i>	<input type="checkbox"/>

Натуральные волокна – моно и миксты аллергенов

Кат. №	Название аллергена русское	Название аллергена английское	
b2	Хлопок (обработанный)	Cotton (treated)	<input type="checkbox"/>
b3	Хлопок (необработанный)	Cotton flock (untreated)	<input type="checkbox"/>
b4	Пыль от молотьбы	Threshing Dust	<input type="checkbox"/>
b5	Лен (льняное волокно)	Flax	<input type="checkbox"/>
b7	Сено (сенная пыль)	Hay Dust	<input type="checkbox"/>
b8	Хмель	Hop	<input type="checkbox"/>
b13	Джут (белый джут)	Jute	<input type="checkbox"/>
b14	Растительный пух (капок)	Kapok	<input type="checkbox"/>
b16	Парусина	Linen	<input type="checkbox"/>
b20	Овечья шерсть (обработанная)	Sheep Wool (treated)	<input type="checkbox"/>
b21	Овечья шерсть (необработанная)	Sheep Wool (untreated)	<input type="checkbox"/>
b22	Шелк	Silk (<i>Bombyx mori</i>)	<input type="checkbox"/>
b23	Соломенная пыль	Straw Dust	<input type="checkbox"/>
b24	Табачная пыль	Tobacco Dust	<input type="checkbox"/>
b26	Пыль от молотьбы пшеницы	Wheat Threshing	<input type="checkbox"/>
b29	Кашмир (шерсть)	Cashmere (Wool)	<input type="checkbox"/>
b31	Клен (опилки)	Maple	<input type="checkbox"/>
b32	Бук (опилки)	Beech	<input type="checkbox"/>
b33	Дуб (опилки)	Oak	<input type="checkbox"/>
b34	Ясень (опилки)	Ash	<input type="checkbox"/>
b35	Ель (опилки)	Fir	<input type="checkbox"/>
b36	Сосна Веймутова (опилки)	White Pine	<input type="checkbox"/>
b37	Лимба (опилки)	Limba	<input type="checkbox"/>
b39	Махагон (красное дерево) (опилки)	Mahogani	<input type="checkbox"/>
b40	Грецкий орех (опилки)	Walnut Tree	<input type="checkbox"/>
b41	Абачи (абачи)	Obechi (Abachi)	<input type="checkbox"/>
b42	Рамин (опилки)	Ramin	<input type="checkbox"/>
b43	Красный кедр (опилки)	Red Cedar	<input type="checkbox"/>
b44	Пихта белая европейская (опилки)	Silver Fir	<input type="checkbox"/>
b45	Тик (джатовое дерево) (опилки)	Teak	<input type="checkbox"/>
b50	Тополь (опилки)	Poplar	<input type="checkbox"/>
b52	Ольха (опилки)	Alder	<input type="checkbox"/>
b53	Вишня (опилки)	Cherry Tree	<input type="checkbox"/>
b54	Туя (опилки)	Thuja	<input type="checkbox"/>
b55	Лиственница (опилки)	Larch	<input type="checkbox"/>

Натуральные волокна – миксты аллергенов

Кат. №	Название микста	Компоненты микста	
Vx2	Натуральные волокна микст 2	b2 Хлопок (обработанный)	<input type="checkbox"/>
		b13 Джут	<input type="checkbox"/>
		b20 Овечья шерсть (обработанная)	<input type="checkbox"/>
		b22 Шелк	<input type="checkbox"/>
Vx3	Древесная пыль микст 3	b32 Бук	<input type="checkbox"/>
		b36 Сосна	<input type="checkbox"/>
		b43 Можжевельник	<input type="checkbox"/>
		b44 Пихта белая	<input type="checkbox"/>
Vx5	Соломенная пыль микст 5	b4 Пыль от молотыбы	<input type="checkbox"/>
		b7 Сено	<input type="checkbox"/>
		b23 Соломенная пыль	<input type="checkbox"/>
		b26 Пыль от молотыбы пшеницы	<input type="checkbox"/>
Vx7	Соломенная и табачная пыль микст 7	b7 Сено	<input type="checkbox"/>
		b23 Соломенная пыль	<input type="checkbox"/>
		b24 Табачная пыль	<input type="checkbox"/>
		b26 Пыль от молотыбы пшеницы	<input type="checkbox"/>

Лекарственные – моно аллергены

Кат. №	Название аллергена русское	Название аллергена английское	
Антибиотики			
c1	Пенициллин G	Penicilloyl G	<input type="checkbox"/>
c2	Пенициллин V	Penicilloyl V	<input type="checkbox"/>
c50	Ампициллин	Ampicillin	<input type="checkbox"/>
c54	Цефалотин	Cefalotin	<input type="checkbox"/>
c55	Цефалоспорин	Cephalosporin	<input type="checkbox"/>
c56	Амоксициллин	Amoxicillin	<input type="checkbox"/>
c60	Гентамицин	Gentamycin	<input type="checkbox"/>
c61	Эритромицин	Erythromycin	<input type="checkbox"/>
c64	Пиперациллин	Piperacillin	<input type="checkbox"/>
c66	Стрептомицин	Streptomycin	<input type="checkbox"/>
c67	Клоксациллин	Cloxacillin	<input type="checkbox"/>
c94	Тобрамицин	Tobramycin	<input type="checkbox"/>
c95	Неомицин	Neomycin	<input type="checkbox"/>
c104	Клиндамицин	Clindamycin	<input type="checkbox"/>
c108	Ципрофлоксацин	Ciprofloxacin	<input type="checkbox"/>
c115	Линкомицин	Lincomycin	<input type="checkbox"/>
c116	Оксациллин	Oxacillin	<input type="checkbox"/>
c118	Офлоксацин	Ofloxacin	<input type="checkbox"/>
c119	Бакампициллин	Bacampicillin	<input type="checkbox"/>
c120	Карбенициллин	Carbenicillin	<input type="checkbox"/>
c122	Нистатин	Nystatin	<input type="checkbox"/>
c130	Азлоциллин	Azlocillin	<input type="checkbox"/>
c152	Левомецетин	Chloramphenicol	<input type="checkbox"/>
c161	Рокситромицин	Roxithromycin	<input type="checkbox"/>
c162	Ванкомицин	Vancomycin	<input type="checkbox"/>
c165	Цефаклор	Cefaclor	<input type="checkbox"/>
c170	Кларитромицин	Clarithromycin	<input type="checkbox"/>
c175	Норфлоксацин	Norfloxacin	<input type="checkbox"/>

Кат. №	Название аллергена русское	Название аллергена английское	
c194	Азитромицин	Azithromycin	<input type="checkbox"/>
c308	Цефуроксим	Cefuroxim	<input type="checkbox"/>
Анальгетики и НПВС			
c51	Ацетилсалициловая кислота	Acetylsalicylic Acid (ASS)	<input type="checkbox"/>
c52	Пиразолон (4-аминоантипирин)	Pyrazolone (4-Amino-Antipyrine)	<input type="checkbox"/>
c65	Фенилбутазон	Phenylbutazone	<input type="checkbox"/>
c77	Пироксикам	Piroxicam	<input type="checkbox"/>
c78	Ибупрофен	Ibuprofen	<input type="checkbox"/>
c79	Диклофенак	Diclofenac	<input type="checkbox"/>
c85	Парацетамол	Paracetamol	<input type="checkbox"/>
c90	Пропифеназон	Propyphenazon	<input type="checkbox"/>
c91	Анальгин	Dipyrone/Metamizol	<input type="checkbox"/>
c93	Индометацин	Indomethacine	<input type="checkbox"/>
c110	Напроксен	Naproxene	<input type="checkbox"/>
c111	Фенацетин	Phenacetine	<input type="checkbox"/>
c172	Кетопрофен	Ketoprofen	<input type="checkbox"/>
Местные анестетики и миорелаксанты			
c53	Алкурониум	Alcuronium	<input type="checkbox"/>
c68	Артикаин & Ультракаин	Articaine	<input type="checkbox"/>
c82	Лидокаин & Асилокаин	Lidocaine & Xylocain	<input type="checkbox"/>
c83	Прокаин & Новокаин	Procaine	<input type="checkbox"/>
c86	Бензокаин	Benzocaine	<input type="checkbox"/>
c87	Карбокаин	Carbocain	<input type="checkbox"/>
c88	Мепивакаин & Полокаин	Mepivacain	<input type="checkbox"/>
c89	Бупивакаин & Анекаин & Маркаин	Bupivacain	<input type="checkbox"/>
c100	Прилокаин & Цитанест	Naproxene	<input type="checkbox"/>
c160	Суксаметоний	Suxamethonium	<input type="checkbox"/>
c206	Атропин Сульфат	Atropinsulfat	<input type="checkbox"/>
c210	Тетракаин & Дикаин	Tetracain	<input type="checkbox"/>
c399	Метопролол	Metoprolol	<input type="checkbox"/>
Системные противомикробные препараты			
c57	Триметоприм	TMP (Trimethoprim)	<input type="checkbox"/>
c58	Сульфаметоксазол	SMZ (Sulfamethoxazole)	<input type="checkbox"/>
c153	Метронидазол	Metronidazol	<input type="checkbox"/>
Тетрациклины			
c59	Тетрациклин	Tetracycline	<input type="checkbox"/>
c62	Доксициклин	Doxycyclin	<input type="checkbox"/>
c128	Миноциклин	Minocyclin	<input type="checkbox"/>
Секретолитики и стимуляторы моторной функции дыхательных путей			
c96	Амброксол	Ambroxole	<input type="checkbox"/>
c97	Бромгексин	Bromhexin	<input type="checkbox"/>
c151	Ацетилцистеин	Acetylcystein	<input type="checkbox"/>

Кат. №	Название аллергена русское	Название аллергена английское	
Гормональные препараты			
c70	Протафан Пенфилл (инсулин)	Insulin (Protaphane Penfill)	<input type="checkbox"/>
c71	Инсуман (инсулин)	Insulin (Insuman Rapid)	<input type="checkbox"/>
c73	Инсулин хумалог & Инсулин лизпро	Insulin (Humalog)	<input type="checkbox"/>
c99	L-тироксин	L-Tyroxin	<input type="checkbox"/>
c154	Преднизолон	Prednisolon	<input type="checkbox"/>
c155	Кортизон	Cortison	<input type="checkbox"/>
c196	Эпинефрин	Epinephrin	<input type="checkbox"/>
Ферменты			
c3	Химопапаин	Chymopapain	<input type="checkbox"/>
c75	Бромелайн	Bromelaine	<input type="checkbox"/>
c179	Химотрипсин	Chymotrypsin	<input type="checkbox"/>
c312	Лактаза	Lactose	<input type="checkbox"/>
Витамины			
c106	Витамин В1 (тиамин)	Vitamin B1 (Thiamine)	<input type="checkbox"/>
c109	Витамин В6	Vitamin B6	<input type="checkbox"/>
c133	Витамин В12 (цианокобаламин)	Cyanocobalamin Vitamin B12	<input type="checkbox"/>
c181	Аскорбиновая кислота (витамин С)	Ascorbinsäure	<input type="checkbox"/>
Прочие лекарства			
c80	Столбнячный анатоксин	Tetanus – Toxoid	<input type="checkbox"/>
c81	Теофиллин & Аминофиллин	Theophylline & Aminophylline	<input type="checkbox"/>
c103	Изопреналин & Орципреналин	Isoprenalin & Orciprenalin	<input type="checkbox"/>
c107	Каптоприл	Captoprile	<input type="checkbox"/>
c112	Тартразин	Tartrazin	<input type="checkbox"/>
c113	Тирамин	Tyramine	<input type="checkbox"/>
c114	Триптофан	Tryptophan	<input type="checkbox"/>
c117	Бета-каротин	Beta-Carotin	<input type="checkbox"/>
c124	Кофеин	Coffein	<input type="checkbox"/>
c126	Пеницилламин	Penicillamin	<input type="checkbox"/>
c127	5-Аминосалициловая кислота	5-Aminosalicylicacid	<input type="checkbox"/>
c129	Эритрозин В	Erythrosin-B	<input type="checkbox"/>
c138	Гинкго	Gingko	<input type="checkbox"/>
c143	Ранитидин	Ranitidin	<input type="checkbox"/>
c145	Эхинацея	Echinacea	<input type="checkbox"/>
c146	Цикламат	Cyclmat	<input type="checkbox"/>
c156	Ангидрид малеиновой кислоты	Maleinacidanhydrid	<input type="checkbox"/>
c157	Гексагидрофталевая кислота	Hexahydrophthalicacid	<input type="checkbox"/>
c158	Метилтетрагидрофталевая кислота	Methyltetrahydrophthalicacid	<input type="checkbox"/>
c169	Гепарин	Heparin	<input type="checkbox"/>
c186	Гидрохлортиазид	Hydrochlorothiazid	<input type="checkbox"/>
c192	Омепразол	Omeprazol	<input type="checkbox"/>
c193	Бензалкония хлорид	Benzalkoniumchlorid	<input type="checkbox"/>
c200	Клавулановая кислота	Clavulansäure	<input type="checkbox"/>
c207	Маркумар	Marcumar	<input type="checkbox"/>
c208	Пантенол (декспантенол)	Panthenol	<input type="checkbox"/>

Пищевые – моно аллергены

Кат. №	Название аллергена русское	Название аллергена английское / латинское	
Яичные продукты			
f1	Яичный белок	Egg White	<input type="checkbox"/>
f67	Овальбумин	Ovalbumina	<input type="checkbox"/>
f68	Овомукоид	Ovomucoida	<input type="checkbox"/>
f75	Яичный желток	Egg Yolk	<input type="checkbox"/>
f252	Куриное яйцо цельное (белок и желток)	Egg (White & Yolk)	<input type="checkbox"/>
Молочные продукты			
f2	Коровье молоко	Milk	<input type="checkbox"/>
f54	Кобылье молоко	Mare milk	<input type="checkbox"/>
f76	Альфа – лактальбумин	Alpha – Lactalbumina	<input type="checkbox"/>
f77	Бета – лактоглобулин	Beta – Lactoglobulina	<input type="checkbox"/>
f78	Казеин	Caseina	<input type="checkbox"/>
f168	Молочный порошок	Milk powder	<input type="checkbox"/>
f169	Обработанное молоко	Milk (cooked)	<input type="checkbox"/>
f219	Козье молоко	Capra hircus	<input type="checkbox"/>
f246	Овечье молоко	Sheep milk	<input type="checkbox"/>
f250	Йогурт	Yoghurt	<input type="checkbox"/>
f293	Лактальбумин (кипяченный)	Lactalbumin (boiled)	<input type="checkbox"/>
f294	Лактоглобулин (кипяченный)	Lactoglobulin (boiled)	<input type="checkbox"/>
f295	Казеин (кипяченный)	Casein (boiled)	<input type="checkbox"/>
f319	Кефир	Kefir	<input type="checkbox"/>
Сыры			
f70	Сыр швейцарский	Swiss Cheese	<input type="checkbox"/>
f81	Сыр чеддер	Cheddar Cheese	<input type="checkbox"/>
f82	Сыр с плесенью	Mould Cheese	<input type="checkbox"/>
f93	Сыр рокфор	Roquefort Cheese	<input type="checkbox"/>
f94	Сыр камамбер	Camembert Cheese	<input type="checkbox"/>
f138	Сыр эмменталер	Emmenthaler Cheese	<input type="checkbox"/>
f150	Сыр эдам	Edam Cheese	<input type="checkbox"/>
f187	Овечий сыр	Sheep milk cheese	<input type="checkbox"/>
f198	Сыр гауда	Gouda Cheese	<input type="checkbox"/>
f205	Козий сыр	Goat milk cheese	<input type="checkbox"/>
f251	Сыр пармезан	Parmesan	<input type="checkbox"/>
f264	Сыр леердам (мааздам)	Leerdam (Cheese)	<input type="checkbox"/>
f265	Сыр аппенцеллер	Appenzell (Cheese)	<input type="checkbox"/>
f267	Сыр тильзит	Tilsit (Cheese)	<input type="checkbox"/>
f291	Сыр честер	Chester Cheese	<input type="checkbox"/>
Мясные продукты			
f26	Свинина	Sus spp.	<input type="checkbox"/>
f27	Говядина	Bos spp.	<input type="checkbox"/>
f57	Мясо утки	Anas spp.	<input type="checkbox"/>
f58	Мясо гуся	Anser spp.	<input type="checkbox"/>
f63	Говядина отварная	Bos spp.	<input type="checkbox"/>
f83	Мясо курицы	Gallus spp.	<input type="checkbox"/>
f88	Мясо ягненка (баранина)	Ovis spp.	<input type="checkbox"/>

Кат. №	Название аллергена русское	Название аллергена английское / латинское	
f130	Мясо индейки	Turkey	<input type="checkbox"/>
f165	Телятина	Veal	<input type="checkbox"/>
f167	Мясо кролика	Oryctolagus cuniculus	<input type="checkbox"/>
f184	Конина	Cavallus spp.	<input type="checkbox"/>
f192	Перепелиное мясо	Coturnix coturnix	<input type="checkbox"/>
f226	Мясо кряквы (дикая утка)	Anas platyrhynchos	<input type="checkbox"/>
f227	Косуля	Capreolus capreolus	<input type="checkbox"/>
f228	Дикий кабан	Sus crofa	<input type="checkbox"/>
f241	Говяжья печень	Bos primigenius taurus	<input type="checkbox"/>
f287	Заяц	Hare	<input type="checkbox"/>
f288	Оленина	Deer	<input type="checkbox"/>
f289	Фазан	Pheasant	<input type="checkbox"/>

Рыба и морепродукты

f3	Треска атлантическая	Gadus morhua	<input type="checkbox"/>
f21	Сельдь (селедка)	Clupea harengus	<input type="checkbox"/>
f22	Форель радужная	Oncorhynchus mykiss	<input type="checkbox"/>
f23	Краб большой	Cancer pagurus	<input type="checkbox"/>
f24	Северная креветка	Pandalus borealis	<input type="checkbox"/>
f37	Мидии	Mytilus edulis	<input type="checkbox"/>
f40	Тунец	Thunnus albacares	<input type="checkbox"/>
f41	Лосось атлантический (семга)	Salmo salar	<input type="checkbox"/>
f55	Угорь	Anguilla anguilla	<input type="checkbox"/>
f56	Морской золотистый окунь	Sebastes marinus	<input type="checkbox"/>
f71	Лангуст	Palinurus spp.	<input type="checkbox"/>
f80	Омар	Homarus spp.	<input type="checkbox"/>
f101	Двустворчатый морской моллюск	Ruditapes spp.	<input type="checkbox"/>
f157	Дальневосточная навага	Gadus morhua	<input type="checkbox"/>
f160	Дальневосточная сардина (сельдь иваси)	Sardinops melanosticta	<input type="checkbox"/>
f161	Кальмар	Loligo spp.	<input type="checkbox"/>
f162	Морской язык (европейская солея)	Solea solea	<input type="checkbox"/>
f163	Мерлуза	Merluccius merluccius	<input type="checkbox"/>
f164	Рыба-меч	Xiphias gladius	<input type="checkbox"/>
f173	Тригла (морской петух)	Trigla spp.	<input type="checkbox"/>
f174	Скумбрия атлантическая (макрель)	Scomber scombrus	<input type="checkbox"/>
f177	Устрицы	Ostrea edulis	<input type="checkbox"/>
f178	Пикша	Gadus aeglefinus	<input type="checkbox"/>
f179	Тигровая креветка	Caridea	<input type="checkbox"/>
f180	Карп (сазан)	Cyprinus carpio	<input type="checkbox"/>
f181	Катран (морская собака, колючая акула)	Squalus acanthias	<input type="checkbox"/>
f186	Камбала морская	Pleuronectes platessa	<input type="checkbox"/>
f196	Палтус обыкновенный	Hipoglossus hippoglossus	<input type="checkbox"/>
f220	Европейский анчоус (хамса)	Engraulis encrasicolus	<input type="checkbox"/>
f230	Икра черная (икра осетровых рыб)	Caviare (black)	<input type="checkbox"/>
f232	Морской черт (удильщик)	Lophius piscatorius	<input type="checkbox"/>
f242	Сом обыкновенный	Silurus glanis	<input type="checkbox"/>
f247	Судак	Lucioperca lucioperca	<input type="checkbox"/>
f249	Сайда	Pollachius	<input type="checkbox"/>
f292	Мясо камчатского краба	Crab meat	<input type="checkbox"/>
f323	Икра красная (икра лососевых рыб)	Caviare (red)	<input type="checkbox"/>
f341	Ромбовидная камбала (тюрбо)	Rhombus maximus	<input type="checkbox"/>
f352	Гигантский групер (мероу, каменный окунь)	Epinephelus itajara	<input type="checkbox"/>

Кат. №	Название аллергена русское	Название аллергена английское / латинское	
f353	Лаврак (морской волк)	Dicentrarchus labrax	<input type="checkbox"/>
f354	Хек	Merluccius merluccius	<input type="checkbox"/>
f355	Дорада	Sparus auratus	<input type="checkbox"/>
f360	Пангасиус	Pangasianodon hypophthalmus	<input type="checkbox"/>
Масличные и соевые продукты			
f10	Кунжутные семечки	Sesamum indicum	<input type="checkbox"/>
f14	Соевые бобы	Glycine max.	<input type="checkbox"/>
f51	Соевая крупа	Glycine max.	<input type="checkbox"/>
f98	Льняное семя	Flax Seed (bruised grain)	<input type="checkbox"/>
f114	Семена подсолнечника	Helianthus spp.	<input type="checkbox"/>
f122	Оливки	Olea europea	<input type="checkbox"/>
f123	Соевый лецитин	Glycine max.	<input type="checkbox"/>
f188	Соевая мука	Soya meal	<input type="checkbox"/>
f195	Соевое молоко	Soymilk	<input type="checkbox"/>
f217	Соевый протеин	Soya white	<input type="checkbox"/>
f260	Соевый творог тофу	Tofu	<input type="checkbox"/>
f348	Маслины	Olive black	<input type="checkbox"/>
Грибы			
f127	Шампиньон	Agaricus hortensis	<input type="checkbox"/>
f200	Белый гриб	Boletus edulis	<input type="checkbox"/>
f201	Лисички	Chanterelle	<input type="checkbox"/>
f302	Вешенки	Pleurotus ostreatus	<input type="checkbox"/>
Мука и крупы			
f4	Пшеничная мука	Triticum aestivum	<input type="checkbox"/>
f5	Ржаная мука	Secale cereale	<input type="checkbox"/>
f6	Ячменная мука	Hordeum vulgare	<input type="checkbox"/>
f7	Овсяная мука	Avena sativa	<input type="checkbox"/>
f8	Кукурузная мука	Zea mays	<input type="checkbox"/>
f9	Рис	Oryza sativa	<input type="checkbox"/>
f11	Гречневая мука	Fagopyrum esculentum	<input type="checkbox"/>
f74	Кукуруза (зерно)	Zea mays	<input type="checkbox"/>
f79	Глютен – глиадин (клейковина)	Gluten – Gliadin	<input type="checkbox"/>
f90	Солод	Malt	<input type="checkbox"/>
f140	Пшено (просо)	Panicum miliaceum	<input type="checkbox"/>
f146	Манная крупа	Semolina	<input type="checkbox"/>
f153	Пшеничные отруби	Triticum sativum	<input type="checkbox"/>
f183	Пшеница спельта (полба)	Triticum spelta	<input type="checkbox"/>
f193	Зеленая рожь	Green rye	<input type="checkbox"/>
f210	Пшеничная крупа	Triticum sativum	<input type="checkbox"/>
f215	Кукурузный крахмал	Zea mays	<input type="checkbox"/>
f238	Картофельная мука (крахмал)	Solanum tuberosum	<input type="checkbox"/>
f254	Рожь (зерно)	Rye corn	<input type="checkbox"/>
f255	Пшеница (зерно)	Wheat corn	<input type="checkbox"/>
f315	Амарант (щирица)	Amaranth	<input type="checkbox"/>
f320	Ячмень (зерно)	Barley (bruised grain)	<input type="checkbox"/>
f321	Овсянное (зерно)	Oat (bruised grain)	<input type="checkbox"/>
f344	Сладкая люпиновая мука	Lupinus	<input type="checkbox"/>

Кат. №	Название аллергена русское	Название аллергена английское / латинское	
Овощи и бахчевые культуры			
f25	Томат	Lycopersicon lycopersicum	<input type="checkbox"/>
f31	Морковь	Daucus carota	<input type="checkbox"/>
f35	Картофель	Solanum tuberosum	<input type="checkbox"/>
f39	Капуста белокочанная	Brassica oleracea	<input type="checkbox"/>
f46	Красный стручковый перец	Piper rubrum	<input type="checkbox"/>
f61	Цветная капуста	Cauliflower	<input type="checkbox"/>
f62	Цветная капуста отварная	Cauliflower boiled	<input type="checkbox"/>
f87	Арбуз	Citrullus	<input type="checkbox"/>
f102	Кольраби	Brassica botrytis	<input type="checkbox"/>
f108	Брюссельская капуста	Brussels sprout	<input type="checkbox"/>
f133	Огурец	Cucumis sativus	<input type="checkbox"/>
f134	Капуста брокколи	Brassica oleracea	<input type="checkbox"/>
f136	Свекла столовая корнеплод	Beta rubra	<input type="checkbox"/>
f137	Спаржа	Asparagus officinalis	<input type="checkbox"/>
f142	Скорцонера испанская (козелец)	Black Salsify	<input type="checkbox"/>
f151	Кабачок цуккини	Zucchini	<input type="checkbox"/>
f172	Артишок	Cynara scolymus	<input type="checkbox"/>
f176	Баклажан	Solanum melongena	<input type="checkbox"/>
f185	Капуста краснокочанная	Brassica gemmifera	<input type="checkbox"/>
f191	Тыква обыкновенная	Cucurbita pepo	<input type="checkbox"/>
f208	Капуста китайская	Brassica sinensis	<input type="checkbox"/>
f214	Редис	Raphanus vadicula	<input type="checkbox"/>
f221	Ростки бамбука	Bamboo's sprouts	<input type="checkbox"/>
f222	Тыквенные семечки	Cucurbita pepo	<input type="checkbox"/>
f224	Свекла обыкновенная	Beta vulgaris	<input type="checkbox"/>
f233	Капуста брюноколь (зеленая капуста)	Green Kale	<input type="checkbox"/>
f236	Мангольд (листовая свекла)	Beta cicla	<input type="checkbox"/>
f239	Редька	Raphanus sativus	<input type="checkbox"/>
f268	Капуста савойская	Savoy cabbage	<input type="checkbox"/>
f300	Медовая дыня	Honeydew melon	<input type="checkbox"/>
Бобовые			
f12	Горох	Pisum sativum	<input type="checkbox"/>
f15	Белая фасоль	Phaseolus vulgaris	<input type="checkbox"/>
f65	Чечевица	Lens esculenta	<input type="checkbox"/>
f132	Стручковая фасоль	Phaseolus vulgaris	<input type="checkbox"/>
f159	Нут (турецкий горох)	Cicer arietinus	<input type="checkbox"/>
f206	Красная фасоль	Phaseolus vulgaris	<input type="checkbox"/>
f244	Фасоль вьющаяся (спаржевая)	Garden bean	<input type="checkbox"/>
Зелень и пряности			
f38	Шпинат	Spinachia oleracea	<input type="checkbox"/>
f42	Щавель	Rumex acetosella	<input type="checkbox"/>
f47	Чеснок	Allium sativum	<input type="checkbox"/>
f48	Лук репчатый	Allium cepa	<input type="checkbox"/>
f64	Кресс-салат	Lepidium sativum	<input type="checkbox"/>
f66	Лук-порей	Melium porrum	<input type="checkbox"/>
f85	Сельдерей	Apium graveolens	<input type="checkbox"/>
f86	Петрушка	Petrosilenum crispum	<input type="checkbox"/>
f89	Горчица	Brassica/Sinapis spp.	<input type="checkbox"/>

Кат. №	Название аллергена русское	Название аллергена английское / латинское	
f100	Салат-латук	Lactuca sativa	<input type="checkbox"/>
f124	Полевой салат	Valerianella	<input type="checkbox"/>
f126	Трава мяты перечной	Mentha piperita	<input type="checkbox"/>
f155	Ваниль	Vanilla planifolia	<input type="checkbox"/>
f166	Фенхель	Foeniculum vulgare	<input type="checkbox"/>
f194	Перец чили	Chili	<input type="checkbox"/>
f213	Ревень	Rheum officinale	<input type="checkbox"/>
f234	Цикорий	Chicory	<input type="checkbox"/>
f257	Салат айсберг	Iceberg salad	<input type="checkbox"/>
f258	Каперсы	Caper	<input type="checkbox"/>
f269	Салат рукола (рокет-салат)	Ruccola	<input type="checkbox"/>
f283	Салат ромэн (летний эндивий)	Roman Salad	<input type="checkbox"/>
f284	Радиккио (краснолистовой итальянский салат)	Radicchio	<input type="checkbox"/>
f285	Мелисса лекарственная (лимонная мята)	Melissa officinalis L	<input type="checkbox"/>
f326	Черемша	Wild Garlic	<input type="checkbox"/>
f357	Цитронелла (лемонграсс)	Cymbopogon nardus	<input type="checkbox"/>
Орехи			
f13	Арахис	Arachis hypogaea	<input type="checkbox"/>
f16	Грецкий орех	Juglans regia	<input type="checkbox"/>
f17	Фундук	Corylus avellana	<input type="checkbox"/>
f18	Бразильский орех	Bertholletia excelsa	<input type="checkbox"/>
f19	Сладкий каштан	Castanea sativa	<input type="checkbox"/>
f20	Миндаль	Amygdalus communis	<input type="checkbox"/>
f36	Кокосовый орех	Cocos nucifera	<input type="checkbox"/>
f103	Орех пекан	Carya illinoensis	<input type="checkbox"/>
f129	Орех макадамия	Macadamia Nut	<input type="checkbox"/>
f144	Фисташки	Pistacia vera	<input type="checkbox"/>
f158	Орех кешью	Anacardium occidentale	<input type="checkbox"/>
f197	Кедровые орешки	Pinus edulis	<input type="checkbox"/>
Цитрусовые			
f32	Лимон	Citrus limon	<input type="checkbox"/>
f33	Апельсин	Citrus sinensis	<input type="checkbox"/>
f34	Мандарин	Citrus reticulata	<input type="checkbox"/>
f92	Грейпфрут	Citrus paradisi	<input type="checkbox"/>
f259	Лиметт (лайм)	Limette	<input type="checkbox"/>
Фрукты			
f29	Банан	Musa spp.	<input type="checkbox"/>
f30	Груша	Pyrus communis	<input type="checkbox"/>
f49	Яблоко	Malus sylvestris	<input type="checkbox"/>
f50	Виноград (белый)	Vitis vinifera	<input type="checkbox"/>
f53	Персик	Prunus persica	<input type="checkbox"/>
f72	Ананас	Ananas comosus	<input type="checkbox"/>
f84	Киви	Actinidia chinensis	<input type="checkbox"/>
f91	Манго	Mangifera indica	<input type="checkbox"/>
f131	Авокадо	Persea americana	<input type="checkbox"/>
f145	Инжир	Fig	<input type="checkbox"/>
f148	Слива	Prunus domestica	<input type="checkbox"/>
f149	Папайя	Carica papaya	<input type="checkbox"/>

Кат. №	Название аллергена русское	Название аллергена английское / латинское	
f152	Абрикос	Prunus armeniaca	<input type="checkbox"/>
f170	Нектарин	Nectarine	<input type="checkbox"/>
f199	Изюм	Vitis vinifera	<input type="checkbox"/>
f203	Гранат	Punica granatum	<input type="checkbox"/>
f211	Маракуйя	Passiflora edulis	<input type="checkbox"/>
f231	Личи	Lychee	<input type="checkbox"/>
f237	Айва	Lydonia oblarga	<input type="checkbox"/>
f245	Гуава (гуайява)	Psidium guajava	<input type="checkbox"/>
f248	Финики	Date	<input type="checkbox"/>
f286	Хурма	Kaki	<input type="checkbox"/>
f301	Виноград (синий)	Grape (blue)	<input type="checkbox"/>
f342	Мирабель (мелкая слива)	Mirabelle	<input type="checkbox"/>
Ягоды			
f44	Клубника	Fragaria vesca	<input type="checkbox"/>
f73	Черешня	Prunus spp.	<input type="checkbox"/>
f156	Малина	Rubus idaeus	<input type="checkbox"/>
f171	Красная смородина	Ribes spicatum	<input type="checkbox"/>
f175	Ежевика	Rubus fruticosus	<input type="checkbox"/>
f182	Брусника	Vaccinium vitis-idaea	<input type="checkbox"/>
f212	Черная смородина	Ribes nigrum	<input type="checkbox"/>
f229	Черника	Vaccinium myrtillus	<input type="checkbox"/>
f235	Крыжовник	Ribes noa-crispa	<input type="checkbox"/>
f281	Шиповник	Rose hip	<input type="checkbox"/>
f358	Вишня обыкновенная (вишня кислая)	Prunus cerasus	<input type="checkbox"/>
f359	Физалис перуанский (капский крыжовник)	Physalis peruviana	<input type="checkbox"/>
Чай и лекарственные травы			
f96	Ромашковый чай	Chamomilla	<input type="checkbox"/>
f99	Черный чай	Black Tea	<input type="checkbox"/>
f147	Каркаде (чай из гибискуса)	Hibiscus	<input type="checkbox"/>
f207	Чай из фенхеля	Feniculum vulgare	<input type="checkbox"/>
f209	Чай из шалфея	Salvia officinale	<input type="checkbox"/>
f266	Зеленый чай	Green Tee	<input type="checkbox"/>
f328	Ройбос чай	Rooibos Tea	<input type="checkbox"/>
Пищевые добавки и прочие продукты			
f43	Дрожжи пивные	Saccharomyces carlsbergensis	<input type="checkbox"/>
f45	Дрожжи пекарские	Saccharomyces cerevisiae	<input type="checkbox"/>
f52	Шоколад	Theobroma cacao	<input type="checkbox"/>
f95	Кофе	Coffea spp.	<input type="checkbox"/>
f97	Какао	Theobroma cacao	<input type="checkbox"/>
f128	Мак	Papaver somniferum	<input type="checkbox"/>
f154	Каровит (плоды рожкового дерева)	Ceratonia siliqua	<input type="checkbox"/>
f218	Лецитин (биодобавка E322)	Lecithin	<input type="checkbox"/>
f223	Альфа-амилаза (фермент)	Alpha-Amylase	<input type="checkbox"/>
f240	Аспартам (заменитель сахара E951)	Aspartam	<input type="checkbox"/>
f243	Хмель обыкновенный	Humulus lupulus	<input type="checkbox"/>
f256	Кокосовое молоко	Coconut milk	<input type="checkbox"/>

Пищевые – миксты аллергенов

Кат. №	Название микста	Компоненты микста	
Fх1	Орехи микст 1	f13 Арахис	<input type="checkbox"/>
		f16 Грецкий орех	<input type="checkbox"/>
		f17 Фундук	<input type="checkbox"/>
		f20 Миндаль	<input type="checkbox"/>
Fх2	Мучная смесь микст 2	f4 Пшеничная мука	<input type="checkbox"/>
		f5 Ржаная мука	<input type="checkbox"/>
		f7 Овсяная мука	<input type="checkbox"/>
		f79 Глютен – глиадин (клейковина)	<input type="checkbox"/>
Fх3	Морепродукты микст 3	f3 Треска	<input type="checkbox"/>
		f24 Креветка	<input type="checkbox"/>
		f37 Мидия	<input type="checkbox"/>
		f40 Тунец	<input type="checkbox"/>
		f41 Лосось	<input type="checkbox"/>
Fх4	Детский пищевой микст 4	f1 Яичный белок	<input type="checkbox"/>
		f2 Молоко коровье	<input type="checkbox"/>
		f4 Пшеничная мука	<input type="checkbox"/>
		f13 Арахис	<input type="checkbox"/>
		f14 Соевые бобы	<input type="checkbox"/>
Fх5	Овощи и бобовые микст 5	f12 Горох	<input type="checkbox"/>
		f15 Белая фасоль	<input type="checkbox"/>
		f31 Морковь	<input type="checkbox"/>
		f35 Картофель	<input type="checkbox"/>
Fх6	Овощи микст 6	f25 Помидоры	<input type="checkbox"/>
		f38 Шпинат	<input type="checkbox"/>
		f39 Капуста белокочанная	<input type="checkbox"/>
		f46 Стручковый перец	<input type="checkbox"/>
Fх7	Овощи и грибы микст 7	f14 Соя	<input type="checkbox"/>
		f48 Лук репчатый	<input type="checkbox"/>
		f85 Сельдерей	<input type="checkbox"/>
		f127 Шампиньон	<input type="checkbox"/>
Fх8	Мясо микст 8	f26 Свинина	<input type="checkbox"/>
		f27 Говядина	<input type="checkbox"/>
		f88 Баранина	<input type="checkbox"/>
Fх9	Фрукты микст 9	f29 Банан	<input type="checkbox"/>
		f33 Апельсин	<input type="checkbox"/>
		f49 Яблоко	<input type="checkbox"/>
		f53 Персик	<input type="checkbox"/>
Fх10	Фрукты и ягоды микст 10	f30 Груша	<input type="checkbox"/>
		f32 Лимон	<input type="checkbox"/>
		f44 Клубника	<input type="checkbox"/>
		f72 Ананас	<input type="checkbox"/>
Fх11	Сыры микст 11	f70 Швейцарский сыр	<input type="checkbox"/>
		f81 Сыр чеддер	<input type="checkbox"/>
		f82 Сыр с плесенью	<input type="checkbox"/>
		f150 Сыр эдам	<input type="checkbox"/>
Fх12	Мясо птицы микст 12	f57 Мясо утки	<input type="checkbox"/>
		f58 Мясо гуся	<input type="checkbox"/>
		f83 Мясо курицы	<input type="checkbox"/>
		f130 Мясо индейки	<input type="checkbox"/>

Кат. №	Название микста	Компоненты микста	
Fx13	Детский пищевой микст 13	f1 Яичный белок	<input type="checkbox"/>
		f2 Молоко коровье	<input type="checkbox"/>
		f13 Арахис	<input type="checkbox"/>
		f85 Сельдерей	<input type="checkbox"/>
Fx14	Мучная смесь микст 14	f4 Пшеничная мука	<input type="checkbox"/>
		f7 Овсяная мука	<input type="checkbox"/>
		f8 Кукурузная мука	<input type="checkbox"/>
		f10 Кунжут	<input type="checkbox"/>
		f11 Гречневая мука	<input type="checkbox"/>
Fx15	Орехи 2 микст 15	f13 Арахис	<input type="checkbox"/>
		f17 Фундук	<input type="checkbox"/>
		f18 Бразильский орех	<input type="checkbox"/>
		f20 Миндаль	<input type="checkbox"/>
		f36 Кокосовый орех	<input type="checkbox"/>
Fx16	Мясные продукты микст 16	f26 Свинина	<input type="checkbox"/>
		f27 Говядина	<input type="checkbox"/>
		f83 Мясо курицы	<input type="checkbox"/>
		f88 Баранина	<input type="checkbox"/>
Fx17	Рыба микст 17	f3 Треска атлантическая	<input type="checkbox"/>
		f21 Сельдь атлантическая	<input type="checkbox"/>
		f174 Скунбрия атлантическая	<input type="checkbox"/>
		f186 Камбала морская	<input type="checkbox"/>
Fx19	Цитрусовые микст 19	f32 Лимон	<input type="checkbox"/>
		f33 Апельсин	<input type="checkbox"/>
		f34 Мандарин	<input type="checkbox"/>
		f92 Грейпфрут	<input type="checkbox"/>
Fx20	Пищевой микст 20	f1 Яичный белок	<input type="checkbox"/>
		f2 Коровье молоко	<input type="checkbox"/>
		f3 Треска	<input type="checkbox"/>
		f4 Пшеничная мука	<input type="checkbox"/>
		f13 Арахис	<input type="checkbox"/>
		f14 Соевые бобы	<input type="checkbox"/>
		f44 Клубника	<input type="checkbox"/>
f85 Сельдерей	<input type="checkbox"/>		
Fx23	Орехи и шоколад микст 23	f16 Грецкий орех	<input type="checkbox"/>
		f17 Фундук	<input type="checkbox"/>
		f20 Миндаль	<input type="checkbox"/>
		f52 Шоколад	<input type="checkbox"/>
Fx25	Компоненты молока микст 25	f76 Альфа – лактальбумин	<input type="checkbox"/>
		f77 Бета – лактоглобулин	<input type="checkbox"/>
		f78 Казеин	<input type="checkbox"/>
Fx26	Мучная смесь микст 26	f4 Пшеничная мука	<input type="checkbox"/>
		f7 Овсяная мука	<input type="checkbox"/>
		f8 Кукурузная мука	<input type="checkbox"/>
		f9 Рис	<input type="checkbox"/>
		f11 Гречневая мука	<input type="checkbox"/>
Fx27	Рыба микст 27	f3 Треска атлантическая	<input type="checkbox"/>
		f40 Тунец	<input type="checkbox"/>
		f41 Лосось	<input type="checkbox"/>

Кат. №	Название микста	Компоненты микста	
Fx28	Орехи микст 28	f16 Грецкий орех	<input type="checkbox"/>
		f17 Фундук	<input type="checkbox"/>
		f18 Бразильский орех	<input type="checkbox"/>
		f20 Миндаль	<input type="checkbox"/>
		f36 Кокосовый орех	<input type="checkbox"/>
Fx29	Овощи и бобовые микст 29	f12 Горох	<input type="checkbox"/>
		f25 Томат	<input type="checkbox"/>
		f31 Морковь	<input type="checkbox"/>
		f35 Картофель	<input type="checkbox"/>
		f85 Сельдерей	<input type="checkbox"/>
Fx30	Фрукты и ягоды микст 30	f29 Банан	<input type="checkbox"/>
		f30 Груша	<input type="checkbox"/>
		f33 Апельсин	<input type="checkbox"/>
		f44 Клубника	<input type="checkbox"/>
		f49 Яблоко	<input type="checkbox"/>
		f53 Персик	<input type="checkbox"/>
		f131 Авокадо	<input type="checkbox"/>
Fx34	Орехи микст 34	f13 Арахис	<input type="checkbox"/>
		f16 Грецкий орех	<input type="checkbox"/>
		f17 Фундук	<input type="checkbox"/>
		f20 Миндаль	<input type="checkbox"/>
		f36 Кокосовый орех	<input type="checkbox"/>
Fx35	Ракообразные микст 35	f24 Креветка северная	<input type="checkbox"/>
		f80 Омар	<input type="checkbox"/>
Fx36	Рыба микст 36	f40 Тунец	<input type="checkbox"/>
		f41 Лосось	<input type="checkbox"/>
		f163 Мерлуза (хек европейский)	<input type="checkbox"/>
Fx37	Морепродукты микст 37	f24 Креветка северная	<input type="checkbox"/>
		f40 Тунец	<input type="checkbox"/>
		f41 Лосось	<input type="checkbox"/>
		f80 Омар	<input type="checkbox"/>
Fx38	Овощи и фрукты микст 38	f14 Соевые бобы	<input type="checkbox"/>
		f25 Томат	<input type="checkbox"/>
		f29 Банан	<input type="checkbox"/>
		f31 Морковь	<input type="checkbox"/>
		f33 Апельсин	<input type="checkbox"/>
		f49 Яблоко	<input type="checkbox"/>
		f74 Кукуруза (зерно)	<input type="checkbox"/>
Fx40	Цитрусовые микст 40	f32 Лимон	<input type="checkbox"/>
		f33 Апельсин	<input type="checkbox"/>
		f92 Грейпфрут	<input type="checkbox"/>
Fx50	Фрукты и ягоды микст 50	f17 Фундук	<input type="checkbox"/>
		f49 Яблоко	<input type="checkbox"/>
		f53 Персик	<input type="checkbox"/>
		f73 Черешня	<input type="checkbox"/>
		f148 Слива	<input type="checkbox"/>
Fx51	Фрукты микст 51	f29 Банан	<input type="checkbox"/>
		f84 Киви	<input type="checkbox"/>
		f91 Манго	<input type="checkbox"/>
		f131 Авокадо	<input type="checkbox"/>
		f149 Папайя	<input type="checkbox"/>

Кат. №	Название микста	Компоненты микста		
Fх52	Мясные продукты микст 52	f26	Свинина	<input type="checkbox"/>
		f27	Говядина	<input type="checkbox"/>
		f75	Яичный желток	<input type="checkbox"/>
		f83	Мясо курицы	<input type="checkbox"/>
		f130	Мясо индейки	<input type="checkbox"/>
Fх54	Пищевой микст 54	f1	Яичный белок	<input type="checkbox"/>
		f2	Молоко коровье	<input type="checkbox"/>
		f4	Пшеничная мука	<input type="checkbox"/>
		f52	Шоколад	<input type="checkbox"/>
		f144	Фисташки	<input type="checkbox"/>
Fх55	Пищевой микст 55	f1	Яичный белок	<input type="checkbox"/>
		f27	Говядина	<input type="checkbox"/>
		f44	Клубника	<input type="checkbox"/>
		f83	Мясо курицы	<input type="checkbox"/>
		f144	Фисташки	<input type="checkbox"/>
Fх56	Пищевой микст 56	f1	Яичный белок	<input type="checkbox"/>
		f25	Томат	<input type="checkbox"/>
		f29	Банан	<input type="checkbox"/>
		f48	Лук репчатый	<input type="checkbox"/>
		s26	Зеленый перец	<input type="checkbox"/>
Fх57	Пищевой микст 57	f25	Томат	<input type="checkbox"/>
		f31	Морковь	<input type="checkbox"/>
		f45	Дрожжи пекарские	<input type="checkbox"/>
		f47	Чеснок	<input type="checkbox"/>
		f48	Лук репчатый	<input type="checkbox"/>
Fх58	Фрукты микст 58	f85	Сельдерей	<input type="checkbox"/>
		f29	Банан	<input type="checkbox"/>
		f53	Персик	<input type="checkbox"/>
		f72	Ананас	<input type="checkbox"/>
		f84	Киви	<input type="checkbox"/>
Fх90	Фрукты микст 90	f87	Арбуз	<input type="checkbox"/>
		f30	Груша	<input type="checkbox"/>
		f49	Яблоко	<input type="checkbox"/>
		f53	Персик	<input type="checkbox"/>
		f73	Черешня	<input type="checkbox"/>
Fх114	Сыры микст 114	f148	Слива	<input type="checkbox"/>
		f70	Сыр швейцарский	<input type="checkbox"/>
		f81	Сыр чеддер	<input type="checkbox"/>
		f82	Сыр с плесенью	<input type="checkbox"/>
		f150	Сыр эдам	<input type="checkbox"/>
Fх128	Мучная смесь микст 128	f198	Сыр гауда	<input type="checkbox"/>
		f4	Пшеничная мука	<input type="checkbox"/>
		f6	Ячменная мука	<input type="checkbox"/>
		f7	Овсяная мука	<input type="checkbox"/>
		f8	Кукурузная мука	<input type="checkbox"/>
		f9	Рис	<input type="checkbox"/>
		f14	Соевые бобы	<input type="checkbox"/>

Пищевые – миксты аллергенов

Кат. №	Название микста	Компоненты микста	
Fх129	Мучная смесь микст 129	f4 Пшеничная мука	<input type="checkbox"/>
		f5 Ржаная мука	<input type="checkbox"/>
		f6 Ячменная мука	<input type="checkbox"/>
		f7 Овсяная мука	<input type="checkbox"/>
		f8 Кукурузная мука	<input type="checkbox"/>
		f14 Соевые бобы	<input type="checkbox"/>
		f79 Глютен – глиадин (клейковина)	<input type="checkbox"/>

Специи – моно аллергены

Кат. №	Название аллергена русское	Название аллергена латинское	
s1	Анис	<i>Pimpinella anisum</i>	<input type="checkbox"/>
s2	Карри	Curry	<input type="checkbox"/>
s3	Тмин	<i>Lavum carvi</i>	<input type="checkbox"/>
s4	Лавровый лист	<i>Laurus nobilis</i>	<input type="checkbox"/>
s5	Мускатный орех	<i>Myristica fragrans</i>	<input type="checkbox"/>
s6	Паприка	<i>Capsicum annuum</i>	<input type="checkbox"/>
s7	Черный перец	<i>Piper nigrum</i>	<input type="checkbox"/>
s8	Корица	<i>Cinnamomum spp.</i>	<input type="checkbox"/>
s9	Орегано (душица)	<i>Origanum vulgare</i>	<input type="checkbox"/>
s10	Базилик	<i>Ocimum basilicum</i>	<input type="checkbox"/>
s11	Укроп	<i>Anethum graveolens</i>	<input type="checkbox"/>
s12	Лук – резанец (шнитт – лук, скорода)	<i>Allium schoenoprasum</i>	<input type="checkbox"/>
s13	Тимьян	<i>Thymus vulgaris</i>	<input type="checkbox"/>
s14	Майоран	<i>Origanum majorana</i>	<input type="checkbox"/>
s15	Кайенский перец (чили)	<i>Capsicum frutescens</i>	<input type="checkbox"/>
s16	Гвоздика	<i>Syzygium aromaticum</i>	<input type="checkbox"/>
s17	Кориандр (кинза)	<i>Coriandrum sativum</i>	<input type="checkbox"/>
s18	Шалфей	<i>Salvia officinalis</i>	<input type="checkbox"/>
s19	Мелисса лимонная (лимонная мята)	<i>Melissa officinalis</i>	<input type="checkbox"/>
s20	Любисток	<i>Levisticum officinale</i>	<input type="checkbox"/>
s21	Можжевельник	<i>Juniperus communis</i>	<input type="checkbox"/>
s22	Чабер	<i>Satureja hortensis</i>	<input type="checkbox"/>
s23	Кервель	<i>Anthriscus cerefolium</i>	<input type="checkbox"/>
s24	Розмарин	<i>Rosmarinus spp.</i>	<input type="checkbox"/>
s25	Имбирь	<i>Zingiber officinale</i>	<input type="checkbox"/>
s26	Зеленый перец	<i>Piper nigrum</i>	<input type="checkbox"/>
s27	Эстрагон (тархун)	<i>Artemisia dracunculus</i>	<input type="checkbox"/>
s28	Кардамон	<i>Elettaria cardamomum</i>	<input type="checkbox"/>
s29	Красный перец	<i>Piper rubrum</i>	<input type="checkbox"/>
s30	Куркума	<i>Curcuma</i>	<input type="checkbox"/>
s31	Цветок мускатного ореха	<i>Myristica fragrans</i>	<input type="checkbox"/>
s32	Душистый перец (пименто)	<i>Pimentum</i>	<input type="checkbox"/>
s33	Белый перец	<i>Piper album</i>	<input type="checkbox"/>

Специи – миксты аллергенов

Кат. №	Название микста	Компоненты микста		
Sx1	Специи микст 1	s1	Анис	<input type="checkbox"/>
		s2	Карри	<input type="checkbox"/>
		s3	Тмин	<input type="checkbox"/>
		f47	Чеснок	<input type="checkbox"/>
Sx2	Специи микст 2	s4	Лавровый лист	<input type="checkbox"/>
		s6	Красный перец	<input type="checkbox"/>
		s7	Черный перец	<input type="checkbox"/>
		f89	Горчица	<input type="checkbox"/>
Sx3	Специи микст 3	s5	Мускатный орех	<input type="checkbox"/>
		s6	Красный перец	<input type="checkbox"/>
		s7	Черный перец	<input type="checkbox"/>
		f79	Глютен – глиадин (клейковина)	<input type="checkbox"/>
Sx4	Специи микст 4	s1	Анис	<input type="checkbox"/>
		s2	Карри	<input type="checkbox"/>
		s3	Тмин	<input type="checkbox"/>
Sx5	Специи микст 5	s5	Мускатный орех	<input type="checkbox"/>
		s6	Красный перец	<input type="checkbox"/>
		s7	Черный перец	<input type="checkbox"/>
Sx16	Специи микст 16	s1	Анис	<input type="checkbox"/>
		s2	Карри	<input type="checkbox"/>
		s3	Тмин	<input type="checkbox"/>
		s6	Красный перец	<input type="checkbox"/>
		f47	Чеснок	<input type="checkbox"/>
Sx71	Специи микст 71	s3	Тмин	<input type="checkbox"/>
		s5	Мускатный орех	<input type="checkbox"/>
		s16	Гвоздика	<input type="checkbox"/>
		s28	Кардамон	<input type="checkbox"/>

Мультискрининговые панели – миксты аллергенов

Кат. №	Название микста	Компоненты микста	
STx0	Круглогодичный микст	g6 Тимофеевка луговая	<input type="checkbox"/>
		g12 Рожь посевная	<input type="checkbox"/>
		t3 Береза белая	<input type="checkbox"/>
		w6 Полынь обыкновенная	<input type="checkbox"/>
		d1 Dermatophagoides pteronyssinus	<input type="checkbox"/>
		e1 Кошка (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e5 Собака (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		m2 Cladosporium spp.	<input type="checkbox"/>
STx1	Круглогодичный микст 2	g6 Тимофеевка луговая	<input type="checkbox"/>
		t3 Береза белая	<input type="checkbox"/>
		w6 Полынь обыкновенная	<input type="checkbox"/>
		m6 Alternaria tenuis (alternata)	<input type="checkbox"/>
STx2	Круглогодичный микст 2	d1 Dermatophagoides pteronyssinus	<input type="checkbox"/>
		e1 Кошка (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e5 Собака (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		m3 Aspergillus fumigatus	<input type="checkbox"/>
STx3	Ингаляционный микст 3	t1 Клен ясенелистный	<input type="checkbox"/>
		t8 Вяз	<input type="checkbox"/>
		t17 Каштан конский	<input type="checkbox"/>
		t28 Робиния лжеакация	<input type="checkbox"/>
		w20 Крапива двудомная	<input type="checkbox"/>
		b14 Растительный пух (капок)	<input type="checkbox"/>
		b23 Соломенная пыль	<input type="checkbox"/>
		m22 Mucor spinosus	<input type="checkbox"/>
		m36 Aspergillus terreus	<input type="checkbox"/>

Специи – миксты аллергенов

Кат. №	Название микста	Компоненты микста		
STx4	Пищевой микст 4	f7	Овсяная мука	<input type="checkbox"/>
		f18	Бразильский орех	<input type="checkbox"/>
		f29	Банан	<input type="checkbox"/>
		f38	Шпинат	<input type="checkbox"/>
		f48	Лук репчатый	<input type="checkbox"/>
		f51	Соевая крупа	<input type="checkbox"/>
		f65	Чечевица	<input type="checkbox"/>
		f70	Швейцарский сыр	<input type="checkbox"/>
		f88	Баранина	<input type="checkbox"/>
STx5	Региональный микст 5	g6	Тимофеевка луговая	<input type="checkbox"/>
		w6	Польнь обыкновенная	<input type="checkbox"/>
		w9	Подорожник	<input type="checkbox"/>
		w21	Постенница аптечная	<input type="checkbox"/>
		t3	Береза	<input type="checkbox"/>
STx6	Ингаляционный микст 6	d2	<i>Dermatophagoides farinae</i>	<input type="checkbox"/>
		e1	Кошка (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e5	Собака (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e3	Лошадь (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		m6	<i>Alternaria tenuis</i>	<input type="checkbox"/>
STx7	Ингаляционный микст 7	g2	Свиной пальчатый (бермудская трава)	<input type="checkbox"/>
		g4	Овсяница луговая	<input type="checkbox"/>
		g5	Райграс пастбищный	<input type="checkbox"/>
		t11	Платан	<input type="checkbox"/>
		t14	Тополь	<input type="checkbox"/>
		t15	Ясень	<input type="checkbox"/>
		t36	Акация	<input type="checkbox"/>
		w9	Подорожник	<input type="checkbox"/>
		w18	Щавель малый	<input type="checkbox"/>

Кат. №	Название микста	Компоненты микста		
STx8	Ингаляционный микст 8	d1	Dermatophagoides pteronyssinus	<input type="checkbox"/>
		d2	Dermatophagoides farinae	<input type="checkbox"/>
		Ex6	Перо, микст 1	<input type="checkbox"/>
		e1	Кошка (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e5	Собака (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		m2	Cladosporium spp.	<input type="checkbox"/>
		m3	Aspergillus fumigatus	<input type="checkbox"/>
		m6	Alternaria tenuis (alternata)	<input type="checkbox"/>
STx9	Ингаляционный микст 9	m3	Aspergillus fumigatus	<input type="checkbox"/>
		m6	Alternaria tenuis (alternata)	<input type="checkbox"/>
		g12	Рожь посевная	<input type="checkbox"/>
		g15	Пшеница посевная (мягкая)	<input type="checkbox"/>
STx10	Сезонный микст 10	e1	Кошка (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e5	Собака (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		d1	Dermatophagoides pteronyssinus	<input type="checkbox"/>
		d3	Euroglyphus maynei	<input type="checkbox"/>
		m2	Cladosporium spp.	<input type="checkbox"/>
		m3	Aspergillus fumigatus	<input type="checkbox"/>
STx32	Ингаляционный микст 32	d1	Dermatophagoides pteronyssinus	<input type="checkbox"/>
		d2	Dermatophagoides farinae	<input type="checkbox"/>
		e1	Кошка (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		e5	Собака (эпителий)	<input type="checkbox"/>
		g6	Тимофеевка луговая	<input type="checkbox"/>
		t3	Береза белая	<input type="checkbox"/>
		t14	Тополь	<input type="checkbox"/>
		w6	Польнь обыкновенная	<input type="checkbox"/>
		w15	Лебеда	<input type="checkbox"/>
		m6	Alternaria tenuis (alternata)	<input type="checkbox"/>



БИО-РЕАГЕНТЫ

- наборы реагентов для иммуноанализа (ИФА, иммуногистохимия, иммунохроматографические быстрые тесты);
- контрольные материалы для иммуноанализа;
- медицинские услуги для населения и мед. учреждений;
- научные исследования;
- производство и продажа изделий для медицины, ветеринарии, контроля пищевых продуктов, тонкой химической технологии;
- очищенные антитела, антигены, ферменты, гормоны и факторы роста;
- приборы и принадлежности для лабораторной диагностики; (анализы, УЗИ, врачебные консультации);

Разнообразные виды сотрудничества с учеными, врачами, ветеринарами.

Расширяем сеть региональных представителей.

В случае, если у Вас возникли вопросы или Вам необходима консультация по работе с нашей продукцией, Вы можете получить ее, связавшись с нами любым удобным способом: по тел. горячей линии: **8-800-505-23-45** (звонки со стационарных и мобильных телефонов бесплатны по всей территории РФ) или тел.: (495) 510-57-07, e-mail: 88005052345@xema.ru

Ждем Ваших отзывов и предложений по адресу:

ООО «ХЕМА»

105043, г. Москва, а/я 58

Офис: г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 48, к. 4, 5 эт.

Тел.: (495) 510-57-07

E-mail: info@xema.ru

Интернет: www.xema-medica.com

